

MANUEL D'UTILISATION

MNPG34 Edition 01/10

MIO-IONOTENS

I.A.C.E.R. Srl

Via S. Pertini 24/A – 30030

Martellago (VE) ITALIE

Tel. +39 041 5401356 • Fax +39 041 5402684

e-mail: iacer@iacer.it - <http://www.itechmedicaldivision.com>

Sommaire	3
Informations techniques	4
Fabricant	4
Déclaration de conformité	4
Classifications	4
Destination et contexte d'utilisation	4
Caractéristiques techniques	5
Étiquetage	6
Détail étiquettes	6
Symboles	7
Dotation de base	7
Modalité d'utilisation	7
Avertissements	7
Interférences électromagnétiques	8
Contre-indications	8
Instructions pour l'utilisation	8
TENS et Ionophorèse	10
Liste des programmes	12
Positions des électrodes	15
Entretien de l'appareil	16
Substitution des batteries	16
Nettoyage de l'appareil et des accessoires	16
Transport et stockage	16
Informations pour l'élimination	17
Entretien et résolution des problèmes	17
Assistance	17
Pièces de rechange	17
Garantie	18

Fabricant**I.A.C.E.R. S.r.l.**

Via S. Pertini, 24/a • 30030 Martellago (VE) - Italie

Tél. +39 041 5401356 • Fax +39 041 5402684

IACER S.r.l. est un fabricant italien de dispositifs médicaux (certificat CE n° MED24021 délivré par l'organisme notifié n°0476 Cermet).

Déclaration de conformité

La société IACER S.r.l., dont le siège social se situe Via S. Pertini 24/A 30030 Martellago (VE), déclare que l'appareil MIO-IONOTENS est fabriqué conformément à la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (D. L. 46/97 du 24 février 1997 "Mise en œuvre de la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux"), annexe II.


Organisme notifié : Cermet, Via di Cadriano 23 – 40057 Cadriano di Granarolo (BO) ITALY

Le dispositif MIO-IONOTENS est un dispositif de classe IIa conformément à l'annexe IX, règle 9 de la Directive 93/42/CEE.

Martellago, le 16/02/2009

Le représentant légal

Mario Caprara

**Classifications**

Classifications du dispositif MIO-IONOTENS:

- Appareil de classe IIa (Directive 93/42/CEE, annexe IX, règle 9);
- Classe II ayant une partie appliquée de type BF (Classif. CEI EN 60601-1);
- Appareil sans protection contre la pénétration de l'eau;
- Appareil et accessoires non sujets à stérilisation;
- Appareil non adapté à une utilisation en présence d'un mélange anesthésique inflammable avec de l'air, de l'oxygène ou du protoxyde d'azote;
- Appareil pour fonctionnement continu;
- Appareil non adapté pour une utilisation à l'extérieur.

Destination et contexte d'utilisation

But clinique :

Thérapeutique

Contexte d'utilisation :

Ambulatoire et domestique

MIO-IONOTENS a été étudié et est indiqué pour les traitements et les soins, ainsi que pour la rééducation et la récupération fonctionnelle de pathologies dérivant de:

- articulation du poignet
- articulation de la main

- articulation de l'épaule
- articulations du pied
- articulation de la cheville
- articulation du genou
- appareil musculo-squelettique
- arthrose
- atrophies et dystrophies musculaires
- contusions
- entorses
- névralgies
- lésions bénignes et déchirements musculaires
- tendinites

Grâce à ses protocoles TENS, MIO-IONOTENS est particulièrement indiqué pour le traitement de la douleur. Les impulsions TENS sont en mesure de réduire sensiblement et, dans certains cas, d'éliminer la sensation de douleur causée par les pathologies et/ou les problèmes susmentionnés.


MIO-IONOTENS possède également des protocoles spécifiques pour ionophorèse. L'ionophorèse est une technique d'électrothérapie qui utilise le courant continu pour introduire des médicaments dans la zone de douleur ou de contracture. Grâce au courant, le médicament est véhiculé d'un pôle à l'autre en traversant ainsi la zone affectée par la pathologie et en dispensant le principe actif spécifique qui agira avec ses caractéristiques chimico-physiques. L'ionophorèse présente deux avantages : on évite l'administration de médicaments par voie orale et on traite directement les zones intéressées par les affections douloureuses. L'ionophorèse est également utilisée avec d'excellents résultats dans le traitement des pathologies qui touchent l'appareil génital masculin comme, par exemple, la maladie de La Peyronie (induration plastique des corps caverneux du pénis). Il est conseillé de consulter un spécialiste ou son médecin traitant avant d'entamer la thérapie. Il est possible d'obtenir un dossier d'information spécifique en s'adressant directement au fabricant.

Caractéristiques techniques

Alimentation	Piles alcalines 4 x 1,5V AAA size
Consommation moyenne	1,08W
Classe d'isolation (CEI EN 60601-1)	II
Partie appliquée (CEI EN 60601-1)	BF
Dimensions (long. x larg.x haut.) (mm)	118x62x25
Courant	40mA pic-pis à 1K Ω (programmes P01, P02, P03, P15 et P16) 100mA pic-pic à 1K Ω (autres programmes)
Type d'impulsion	rectangulaire / rectangulaire symétrique compensée / ionophorèse
Fréquence (Hz)	De 0,5 à 1200 (0,5÷150 Hz pour les mémoires libres)
Largeur d'impulsion (μ s)	De 30 à 300
Timer	20 ou 30 min. programmes preregles, 1÷60 min. ou cont. pour mémoires libres


ATTENTION! L'appareil génère un courant supérieur à 10mA

Etiquetage



Détail étiquettes

Étiquette 1



Étiquette 2



Étiquette 3



Étiquette 4



Étiquette 5

ON OFF

Symboles

	Mode d'emploi
	Disposition des refus (Directive WEEE)
	Dispositif de classe II
	Type BF
	Produit conformément à la Directive de la Communauté Européenne 93/42/EEC
	Donnée de fabrication (mois/an)

Dotation de base

La confection di MIO-IONOTENS contient:

- n° 1 dispositif;
- n° 4 piles alcalines 1,5V AAA size;
- n° 2 câbles;
- n° 2 boîtes de électrodes;
- n° 1 clip pour ceinture;
- n° 1 sac de rangement;
- n° 1 manuel d'utilisation ;
- n° 1 kit ionophorèse.

Modalité d'utilisation

Avertissements

- Contrôler la position et la signification de toutes les étiquettes placées sur l'appareil ;
- Ne pas abîmer les câbles de raccordement aux électrodes, éviter également d'enrouler ces câbles autour de l'appareil;
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est abîmé ou s'il y a des problèmes sur les accessoires (câbles abîmés): contacter le fabricant en fonction de ce qui est indiqué dans le paragraphe "Assistance";
- Eviter de faire utiliser le système aux personnes qui n'ont pas lu correctement le manuel;
- Eviter l'utilisation dans des environnements humides ;
- Durant la thérapie, nous conseillons à l'utilisateur de ne pas porter d'objets métalliques ;
- Il est interdit de placer les électrodes de telle sorte que le flux de courant traverse l'aire cardiaque (ex : une électrode noire sur la poitrine et une électrode rouge sur les omoplates); mais il est également permis de placer les électrodes le long des chefs musculaires dans la zone cardiaque comme pour renforcer les pectoraux ;
- Il est interdit d'utiliser l'appareil avec des électrodes placées sur ou à proximité de lésions ou de lacérations de la peau ;
- Il est interdit de placer les électrodes sur les sinus carotidiens (carotide), les parties génitales.
- Il est interdit de placer les électrodes à proximité des yeux et il ne faut pas exposer le bulbe oculaire au courant généré (une électrode diamétralement opposée à l'autre par rapport à l'œil); maintenir une distance minimum de 3 cm du bulbe oculaire.
- Des électrodes de section inadéquate peuvent provoquer des réactions de la peau ou des brûlures.
- Ne pas utiliser les électrodes si elles sont endommagées, même si elles adhèrent bien à la peau.
- Utiliser uniquement des câbles et des électrodes fournis par le fabricant ;

- Il est interdit d'utiliser l'électrode lorsqu'elle n'adhère plus à la peau. Une utilisation répétée des mêmes électrodes peut compromettre la sécurité de la stimulation. En effet, cela peut causer l'apparition de rougeurs cutanées qui persistent plusieurs heures après la fin de la stimulation.
- Utiliser des sondes vaginales et anales certifiées en tant que dispositifs médicaux de classe IIa; lire les instructions indiquées sur le conditionnement des sondes avant l'utilisation.

Le fabricant est responsable des prestations, de la fiabilité et de la sécurité de l'appareil uniquement si:

- les éventuels ajouts, les éventuelles modifications et/ou réparations sont effectuées par un personnel autorisé;
- l'installation électrique de l'environnement dans lequel MIO-IONOTENS est inséré est conforme aux lois nationales ;
- l'appareil est utilisé strictement conformément aux instructions d'utilisation contenues dans ce manuel.

Interférences électromagnétiques

L'appareil ne génère et ne reçoit pas d'interférences d'autres appareils. Il est toutefois conseillé d'utiliser l'appareil en tenant l'applicateur à une distance d'au moins 3 mètres des télévisions, des moniteurs, des portables ou de n'importe quel autre appareillage électronique.

Contre-indications

L'utilisation est interdite aux personnes portant un pace-maker, aux cardiaques, aux épileptiques, aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de phlébites, d'état fébrile, de thrombophlébites, aux personnes anxieuses, et en présence de maladies graves.

Le programme utilise un courant monophasique polarisant. C'est pourquoi il est interdit de l'utiliser dans les environs de prothèses métalliques (maintenir une distance minimale de 10 cm entre les électrodes et les implants métalliques).

En présence de traumatismes, de tensions musculaires ou de tout autre problème de santé, n'utiliser le produit qu'après avoir consulté son médecin et sous contrôle médical.

Aucun effet collatéral significatif n'est connu. Dans certains cas, chez des personnes particulièrement sensibles, des rougeurs cutanées apparaissent après le traitement au niveau de l'emplacement des électrodes : les rougeurs disparaissent normalement au bout de quelques minutes. Si les rougeurs persistent, consulter un médecin.

Dans certains cas rares, la stimulation effectuée le soir provoque un retardement de l'endormissement. Dans ce cas, suspendre le traitement et consulter un médecin.


Instructions pour l'utilisation

MIO-IONOTENS est un générateur de courants TENS et d'ionophorèse, portable et à batterie, spécialement étudié pour l'utilisation quotidienne dans le traitement et les soins de l'incontinence, des douleurs liées à la sexualité féminine et plus généralement, des douleurs musculaires. MIO-IONOTENS a deux sorties indépendantes réglables par l'utilisateur.


MIO-IONOTENS a 16 programmes prééglés (5 pour l'ionophorèse et 11 pour le TENS) et 4 programmes TENS réglés par l'utilisateur qui lui offrent la possibilité de créer son programme personnalisé, en réglant manuellement les paramètres de thérapie.

L'éclairage de l'afficheur du MIO-IONOTENS guide l'utilisateur en fournissant des indications utiles sur l'état de fonctionnement:

- Rétro-éclairage vert de l'afficheur : indique l'état normal de fonctionnement
- Rétro-éclairage rouge de l'afficheur : indique l'état de fonctionnement anormal, par exemple, dans le cas du MIO-IONOTENS, il ne détecte pas la connexion du câble patient
- Rétro-éclairage bleu de l'afficheur : indique le dépassement des 2/3 de l'intensité de courant maximum



1. MIO-IONOTENS
2. Touche ON/OFF
3. Sortie canal 1 et 2
4. Réglage de l'intensité de sortie canal 1 et 2
5. Afficheur LCD
6. Choix des programmes
7. Sélecteur paramètres
8. Diminution paramètres
9. Augmentation paramètres
10. Logement batteries
11. Clip pour ceinture



1. Intensité canal 1 et 2
2. Programmes personnalisables
3. Programmes preregles
4. Forme d'onde
5. Indicateur batterie déchargée
6. Indicateur des programmes
7. Blocage clavier

REGLAGES PRELIMINAIRES

1. RACCORDEMENT DES CABLES ET DES ELECTRODES

Positionner les électrodes à proximité de la zone à traiter (voir paragraphe suivant), raccorder les électrodes aux câbles de connexion et ensuite, raccorder les câbles aux sorties placées sur la partie supérieure du MIO-IONOTENS; de la même manière, raccorder les petits câbles de la sonde anale ou vaginale si vous désirez effectuer un traitement pour l'incontinence;

2. ALLUMAGE DU DISPOSITIF

Placer la touche située sur le côté droit du MIO-IONOTENS sur position ON ;

PROGRAMMES PREREGLES

Pour l'utilisation des programmes pré-réglés du MIO-IONOTENS suivre les instructions suivantes.

1. CHOIX DU PROGRAMME

En appuyant sur la touche MODE, il est possible de faire défiler la liste des programmes de P01 à P16 en se plaçant sur le programme désiré (pour les spécifications de chaque programme, voir le paragraphe "Liste des programmes");

2. REGLAGE DE L'INTENSITE

Grâce aux deux roulettes placées sur les côtés du MIO-IONOTENS, il est possible de régler l'intensité en sortie sur chaque canal jusqu'à 100mA maximum par canal (40mA maximum pour les programmes ionophorèse). La valeur peut être réglée par plage de 1mA.

MIO-IONOTENS détecte la connexion des électrodes: dans le cas d'une mauvaise connexion, la valeur de l'intensité se remet à zéro lorsqu'elle atteint 10mA et l'afficheur s'allume avec une lumière rouge.

L'afficheur du MIO-IONOTENS affiche l'indication du temps restant à la fin du programme. Un signal acoustique avise l'utilisateur à la fin de la thérapie.

MEMOIRES LIBRES (PROGRAMMES PERSONNALISABLES)

MIO-IONOTENS permet de régler les paramètres de thérapie relatifs à 4 programmes (P1, P2, P3 et P4), avec la possibilité de personnaliser le traitement en fonction des exigences ou des indications fournies par le médecin/kinésithérapeute.

Suivre les étapes suivantes pour la personnalisation des paramètres.

1. CHOIX DU PROGRAMME

Appuyer sur la touche MODE, se positionner sur un des quatre programmes personnalisables P1, P2, P3, P4, puis appuyer sur la touche SET pour entrer dans le menu de réglage des paramètres du programme choisi ;

2. REGLAGE DES PARAMETRES

- Régler la fréquence de thérapie désirée (de 0,5 à 150 Hz), en augmentant ou en diminuant la valeur au moyen des touches ▲ (augmenter) et ▼ (diminuer) ;
- Appuyer sur SET pour confirmer ;
- Régler la valeur d'impulsion désirée (de 30 à 300µs), en augmentant ou en diminuant la valeur au moyen des touches ▲ (augmenter) et ▼ (diminuer) ;
- Appuyer sur SET pour confirmer ;

Régler la durée de la thérapie (de 1 à 60 minutes ou continue), en augmentant ou en diminuant la valeur au moyen des touches ▲ (augmenter) et ▼ (diminuer) ;

3. REGLAGE DE L'INTENSITE

Grâce aux deux roulettes placées sur les côtés du MIO-IONOTENS, il est possible de régler l'intensité en sortie sur chaque canal jusqu'à 100mA maximum par canal. La valeur peut être réglée par plage de 1mA.

MIO-IONOTENS détecte la connexion des électrodes: dans le cas d'une mauvaise connexion, la valeur de l'intensité se remet à zéro lorsqu'elle atteint 10mA et l'afficheur s'allume avec une lumière rouge.

L'afficheur du MIO-IONOTENS affiche l'indication du temps restant à la fin du programme. Un signal acoustique avise l'utilisateur à la fin de la thérapie.

Il est possible de sortir de la thérapie à tout moment en appuyant sur la touche P: le dispositif retourne sur la page-écran de choix du programme.

En appuyant sur la touche S durant la thérapie, l'afficheur affiche le numéro du programme actuellement utilisé.


ATTENTION ! Il est possible de régler le blocage du clavier et donc, des paramètres réglés, en appuyant simultanément sur les touches S et ▲ (FLECHE EN HAUT). L'icône de la clé apparaît sur l'afficheur. Appuyer à nouveau sur les deux touches pour débloquer le clavier.

ATTENTION ! Si aucune opération n'est effectuée pendant une durée supérieure à 2 minutes, MIO-IONOTENS s'éteint automatiquement afin de préserver les batteries.

ATTENTION. Afin de préserver la charge des batteries, nous vous suggérons d'utiliser les programmes ionophorèse (P12 et P13) sur un seul canal à la fois.

TENS et Ionophorèse

Les électrodes sont placées en carré tout autour de la zone douloureuse en utilisant le canal 1 et le canal 2 conformément au schéma 1. L'intensité doit être réglée entre le seuil de sensibilité et le seuil douloureux : on atteint la limite maximale d'intensité lorsque la musculature autour de la zone traitée commence à se contracter ; au-delà de cette limite la stimulation ne devient pas plus efficace mais procure au contraire une gêne ; il convient donc de s'arrêter avant ce seuil.



⚠ IMPORTANT:

Appliquer les électrodes en forme de carré sur la zone douloureuse en gardant une distance minimale de 4 cm entre chaque électrode.

L'ionophorèse est une technique qui utilise l'électrothérapie en courant continu pour introduire des médicaments dans une zone douloureuse, contractée ou à traiter. Ionophorèse signifie "le transport des ions": transmettre des ions pharmacologiquement actifs à travers la peau en utilisant du courant continu.

Le médicament utilisé peut avoir une polarité négative, positive ou une double polarité. Grâce au champ électrique ainsi créé, le médicament est transporté d'un pôle à l'autre à travers la zone à traiter en libérant l'ingrédient actif spécifique.

ATTENTION: avant de commencer la session d'ionophorèse, humidifier abondamment deux électrodes éponge et les presser pour éviter des gouttelettes, puis saupoudrer le médicament sur l'électrode comme indiqué ci-dessous :

- Médicament avec polarité positive: diluer le médicament sur le pôle positif (connexion rouge).
- Médicament avec polarité négative: diluer le médicament sur le pôle négatif (connexion noir).
- Médicament bipolaire: diluer le médicament indifféremment sur l'un ou l'autre des pôles.

Placer une électrode avec le médicament sur la zone douloureuse et positionner l'autre électrode en opposition transversalement.

Monter à un niveau d'intensité provoquant de forts fourmillements près de la zone à traiter. Il est possible qu'un léger rougissement cutané apparaisse en fin de programme; ce rougissement disparaît normalement quelques minutes après la fin du traitement.

Ne pas utiliser le traitement d'ionophorèse en présence de prothèses métalliques.




Tableau des médicaments utilisés dans les traitements ionophorèse

Médicament	Polarité	Action prédominante	Indications
Chlorure de calcium (Sol. 1%-2%)	Positive	Sédative recalcifiante	Ostéoporose, spasmophilie, syndrome algodystrophique. Ne pas utiliser en cas d'artériosclérose
Chlorure de magnésium (Sol. 10%)	Positive	Analgésique, sédative, fibrolytique	Substitutif du chlorure de calcium chez des patients atteints d'artériosclérose
Iodure de potassium	Négative	Sclérotique, émoliente	Cicatrices, syndrome de Dupuytren, chéloïdes

Lysine acétylsalicylate	Négative	Analgésique	Arthrose
Flectadol, Aspegic	Négative	Analgésique	Arthrose extra/intra articulaire, rhumatisme
Anesthésiques locaux (novocaïne, lidocaïne)	Négative		Anesthésie locale, névralgie du trijumeau
Benzydamine	Positive	Analgésique	Arthrite rhumatoïde
Sodium de Diclofenac	Positive/Négative	Analgésique	Hématomes
Orudis, Voltaren, Feldene, Lometacen, Arfen, Tilcotil, Axera, Naprosyn	Négative	Anti-inflammatoire	Rhumatismes dégénératifs et extra-articulaires, goutte
Piroxicam	Positive	Analgésique	Fractures
Salicylate de sodium (1%-3%)	Négative	Analgésique	Rhumatismes articulaires, myalgies
Kétoprofène, sels de lysine	Positive/Négative	Anti-inflammatoire	Arthrose, arthrite
Thiomucase	Négative	Anti-oedémique	Oedèmes post-traumatiques et post-opératoires dus à une insuffisance veineuse.

Si le médicament n'apparaît pas dans cette liste, vérifier la polarité indiquée sur le conditionnement ou sur les instructions d'utilisation du médicament ou consulter le médecin/pharmacien.

Liste des programmes

PRG	Hz	Impulsion	Durée de la thérapie	Type de programme
P1	0.5-5Hz réglable	30-300µs	1-60 min ou continue	Impulsions Burst
P05	2Hz	180µs	30 min	Impulsions Burst
Stimulation qui produit un effet TENS training en utilisant des fréquences du TENS conventionnel. Très utilisée dans la thérapie de la douleur. L'action est similaire à celle du programme TENS endorphinique. Position des électrodes : en formant un carré au-dessus de la zone douloureuse comme spécifié en figure 1.				

PRG	Hz	Impulsion	Durée de la thérapie	Type de programme
P2	1-150Hz réglable	30-300µs	1-60 min ou continue	Tens conventionnel

P04	80Hz	180µs	30 min	Tens conventionnel
P11	80Hz	60µs	30 min	Tens conventionnel
P14	100Hz	75µs	30 min	Tens conventionnel
Son action est celle de provoquer une inhibition de la douleur au niveau spinal, selon ce qui est soutenu par la “théorie de la porte” de Melzack et Wall. Le TENS conventionnel active des fibres nerveuses de gros diamètre qui, au niveau spinal, bloquent le parcours des fibres de petit diamètre. La durée du traitement ne doit pas être inférieure à 30/40 minutes. Le TENS conventionnel est un courant qui peut être utilisé dans le traitement des douleurs quotidiennes en général. En moyenne, le nombre de traitements nécessaires pour constater des bénéfices est de 10/12 avec une fréquence journalière (il n'existe aucune contre-indication si vous doublez la dose). Position des électrodes : en formant un carré au-dessus de la zone douloureuse comme spécifié en figure 1.				

PRG	Hz	Impulsion	Durée de la thérapie	Type de programme
P3	1-150Hz réglable	30-300µs	1-60 min ou continue	Amplitude d'impulsion modulée sur 10 secondes, à partir de l'amplitude réglée jusqu'à 60% en moins
P06	80Hz	50-180µs	30 min	Modulation amplitude d'impulsion
L'amplitude de l'impulsion varie continuellement en provoquant une sensation plus agréable qu'une stimulation avec impulsion constante. Programme adapté pour le traitement de la douleur et un effet massant sur les muscles comme le trapèze. Position des électrodes : en formant un carré au-dessus de la zone douloureuse comme spécifié en figure 1.				

PRG	Hz	Impulsion	Durée de la thérapie	Type de programme
P4	1-150Hz réglable	30-300µs	1-60 min ou continue	Fréquence modulée sur 10 secondes, à partir de la fréquence réglée jusqu'à 40% en moins
P13	2-80Hz	200-100µs	30 min	Modulation en fréquence et amplitude d'impulsion
La fréquence de la forme d'onde varie continuellement en provoquant une sensation plus agréable qu'une stimulation avec fréquence constante. Programme adapté pour le traitement de la douleur et un effet massant sur les muscles comme le trapèze. Position des électrodes : en formant un carré au-dessus de la zone douloureuse comme spécifié en figure 1.				

PRG	Hz	Impulsion	Durée de la thérapie	Type de programme
P01	800Hz	100µs	20 min	Ionophorèse standard 1, impulsion monophasique
P02	1000Hz	100µs	20 min	Ionophorèse standard 2, impulsion monophasique
P03	1200Hz	100µs	20 min	Ionophorèse standard 3, impulsion monophasique
P15	1100Hz	100µs	20 min	High impact ionophoresis 1
P16	1300Hz	100µs	20 min	High impact ionophoresis 2
Pour les programmes d'ionophorèse, l'intensité doit être réglée de manière à ressentir un picotement				

important sur la zone traitée, en produisant une légère contraction des muscles voisins. **Position des électrodes** : placer l'électrode avec le médicament au-dessus de la zone douloureuse et l'autre diamétralement opposée.

PRG	Hz	Impulsion	Durée de la thérapie	Type de programme
P07	2Hzx3sec + 15Hzx3sec	180µs	30 min	Tens endorphinique + stimulation fibres lentes
P08	2Hzx3sec + 80Hzx3sec	180µs	30 min	Tens endorphinique + stimulation fibres rapides
P09	100Hzx3sec + 2Hzx3sec	150µs+200µs	30 min	Alterne la forme d'onde, l'amplitude et la fréquence de modulation
P12	2Hz	250µs	30 min	Tens endorphinique

Ce type de stimulation produit deux effets en fonction de la position des électrodes: les électrodes placés dans la zone dorsale favorisent la production endogène de substances morphinomimétiques qui ont la propriété d'élever le seuil de perception de la douleur; les électrodes disposés en carré au-dessus de la zone douloureuse, comme spécifié en figure 1, produisent un effet vascularisant. L'action de vascularisation produit une augmentation du débit artériel en créant un effet positif sur l'élimination des substances algogènes et un rétablissement des conditions physiologiques normales. Ne pas positionner les électrodes à proximité des zones sujettes à des états inflammatoires. L'intensité est réglée de façon à produire une bonne sollicitation de la partie stimulée, la sensation doit être similaire à un massage. **Position des électrodes** : en formant un carré au-dessus de la zone douloureuse comme spécifié en figure 1.

PRG	Hz	Impulsion	Durée de la thérapie	Type de programme
P10	10Hz	180µs	30 min	Traitement de la nausée

TENS à basse fréquence similaire au TENS endorphinique, particulièrement indiqué pour le traitement des symptômes de nausée. **Position des électrodes** : positionner l'électrode noire à l'intérieur du poignet et l'électrode rouge à l'extérieur.

Positions des électrodes



25

Cervicale

(per programma medicale)

- Ⓔ Area: cervical (for medical programme)
- Ⓣ Zone: cervicale (pour programme médical)
- Ⓛ Bereich: Halswirbel (medizinisches Programm)
- Ⓢ Zona: cervical (para programa médico)
- Ⓝ Zone: hals (geneeskundig programma)



35 x 45 mm
45 x 50 mm




35 x 45 mm
45 x 50 mm

Spalla (periartrite)

(per programma medicale)

- Ⓔ Area: shoulder (peri-arthritis) (for medical programme)
- Ⓣ Zone: épaule (périarthrite) (pour programme médical)
- Ⓛ Bereich: Schulter (Periarthritis) (medizinisches Programm)
- Ⓢ Zona: hombro (periartritis) (para programa médico)
- Ⓝ Zone: schouder (periartritis) (geneeskundig programma)



35 x 45 mm
45 x 50 mm




35 x 45 mm
45 x 50 mm

Lombare (lombalgia)

(per programma medicale)

- Ⓔ Area: lumbar (lumbalgia) (for medical programme)
- Ⓣ Zone: lombaire (lombalgie) (pour programme médical)
- Ⓛ Bereich: Lenden (Lendenschmerzen) (medizinisches Programm)
- Ⓢ Zona: lumbar (lumbago) (para programa médico)
- Ⓝ Zone: lenden (lage rugpijn) (geneeskundig programma)



35 x 45 mm
45 x 50 mm



35 x 45 mm
45 x 50 mm



35 x 45 mm
45 x 50 mm



28

Lunghezza gamba (sciatalgia)

(per programma medicale)

- Ⓔ Area: the length of the leg (sciatica) (for medical programme)
- Ⓣ Zone: la longueur de la jambe (sciatalgie) (pour programme médical)
- Ⓛ Bereich: Bein in der Länge (Ischias) (medizinisches Programm)
- Ⓢ Zona: la longitud de la pierna (ciática) (para programa médico)
- Ⓝ Zone: het hele been (ischialgie) (geneeskundig programma)



35 x 45 mm
45 x 50 mm



35 x 45 mm
45 x 50 mm



29

Gomito (epicondilit)

(per programma medicale)

- Ⓔ Area: elbow (epicondylitis) (for medical programme)
- Ⓣ Zone: coude (épicondylite) (pour programme médical)
- Ⓛ Bereich: Ellenbogen (Tennisarm) (medizinisches Programm)
- Ⓢ Zona: codo (epicondilitis) (para programa médico)
- Ⓝ Zone: elleboog (epicondilitis) (geneeskundig programma)



35 x 45 mm
45 x 50 mm




35 x 45 mm
45 x 50 mm

Anca (dolori all'anca)

(per programma medicale)

- Ⓔ Area: hip (hip pain) (for medical programme)
- Ⓣ Zone: hanche (douleurs à la hanche) (pour programme médical)
- Ⓛ Bereich: Becken (Beckenschmerzen) (medizinisches Programm)
- Ⓢ Zona: cadera (dolores de cadera) (para programa médico)
- Ⓝ Zone: heup (heuppijn) (geneeskundig programma)



35 x 45 mm
45 x 50 mm



35 x 45 mm
45 x 50 mm

Ginocchio (dolori al ginocchio)

(per programma medicale)

- Ⓔ Area: knee (knee pain) (for medical programme)
- Ⓣ Zone: genou (douleurs au genou) (pour programme médical)
- Ⓛ Bereich: Knie (Knieschmerzen) (medizinisches Programm)
- Ⓢ Zona: rodilla (dolores de rodilla) (para programa médico)
- Ⓝ Zone: knie (kniepijn) (geneeskundig programma)



35 x 45 mm
45 x 50 mm



35 x 45 mm
45 x 50 mm



35 x 45 mm
45 x 50 mm



32

Caviglia (distorsione/contusione)

(per programma medicale)

- Ⓔ Area: ankle (sprains/bruising) (for medical programme)
- Ⓣ Zone: cheville (entorse/contusion) (pour programme médical)
- Ⓛ Bereich: Fessel (Verstauchung/Prellung) (medizinisches Programm)
- Ⓢ Zona: tobillo (distorsión/contusión) (para programa médico)
- Ⓝ Zone: enkel (verzwikking/kneuzing) (geneeskundig programma)



35 x 45 mm
45 x 50 mm



35 x 45 mm
45 x 50 mm



33

Polso (tunnel carpal)

(per programma medicale)

Ⓔ Area: wrist (carpal tunnel)
(for medical programme)

Ⓕ Zone: poignet (tunnel carpien)
(pour programme médical)

Ⓖ Bereich: Handgelenk (Handwurzel tunnel)
(medizinisches Programm)

Ⓔ Zona: muñeca (túnel carpiano)
(para programa médico)

Ⓔ Zone: pols (carpal tunnel)
(geneeskundig programma)



35 x 45 mm
45 x 50 mm



35 x 45 mm
45 x 50 mm

Entretien de l'appareil

Substitution des batteries

Dans le cas de batteries déchargées ou insuffisamment chargées, l'afficheur affiche l'icône  clignotant sur l'afficheur en bas, à droite.

Dans ce cas, il sera peut-être impossible d'entreprendre la séance de thérapie ou de la compléter.

Pour la substitution des batteries, suivre les étapes suivantes:

- Eteindre le MIO-IONOTENS au moyen de l'interrupteur ON/OFF sur le côté droit;
- Ouvrir le volet du logement batteries placé à l'arrière du MIO-IONOTENS et enlever les batteries ;
- Insérer 4 nouvelles batteries de type Alcaline AAA Size 1,5V en respectant la polarité indiquée;
- Fermer le volet du logement batteries.

ATTENTION ! MIO-IONOTENS peut fonctionner aussi avec des batteries rechargeables Ni-MH 1,2V AAA Size: pour leur utilisation correcte, suivre les instructions fournies par le fabricant.

ATTENTION ! Pour l'élimination des batteries, suivre les instructions indiquées dans le chapitre "informations pour l'élimination". Ne pas ouvrir ni jeter les batteries sur le feu. Ne pas court-circuiter les bornes. Eviter de provoquer des étincelles ou des flammes à proximité des batteries. Si l'électrolyte est en contact avec la peau ou avec les vêtements, laver immédiatement avec de l'eau. Si l'électrolyte est en contact avec les yeux, les laver avec beaucoup d'eau et consulter immédiatement un médecin.

Nettoyage de l'appareil et des accessoires

Pour enlever la poussière qui se trouve sur l'appareil, utiliser un chiffon souple et sec.

Des taches plus résistantes peuvent être éliminées en utilisant une éponge imbibée d'eau et d'alcool.

En ce qui concerne le nettoyage et la conservation des sondes, respecter ce qui est écrit dans leur conditionnement.

Transport et stockage

Précautions pour le transport

Il n'y a pas de précautions particulières à prendre durant le transport car MIO-IONOTENS est un appareil portable.

Cependant, nous vous recommandons de ranger MIO-IONOTENS, ainsi que ses accessoires, dans la boîte fournie avec l'appareil après chaque utilisation.

Précautions pour l'emmagasiner

L'appareil est protégé seulement aux conditions ambiantes suivantes:

sans la confection fournie:

température ambiante	da +0 a + 40 °C
humidité relative	dal 30 al 75%
pression	da 700 a 1060 hPa

avec la confection fournie:

température ambiante	da -20 a +60 °C
humidité relative	dal 20 al 95%
pression	da 700 a 1060 hPa

Informations pour l'élimination

Le produit est soumis à la réglementation RAEE (sur l'étiquette, présence du symbole ) relatif à la collecte différenciée: pour l'élimination du produit, utiliser les centres prévus pour la collecte de matériel électronique ou contacter le fabricant.

Entretien et résolution des problèmes

Si l'appareillage est utilisé selon ce qui est prescrit dans le présent manuel, aucune maintenance ordinaire n'est requise.

Si vous rencontrez des dysfonctionnements ou des problèmes lors de l'utilisation du MIO-IONOTENS, vérifiez ce qui suit :

- **MIO-IONOTENS ne s'allume pas et/ou l'afficheur ne s'allume pas.** Vérifier l'état de la charge des batteries et éventuellement, les remplacer (voir chapitre "Substitution des batteries"). Si le problème persiste, contacter le fabricant.
- **MIO-IONOTENS ne transmet pas d'impulsions électriques.** S'assurer que les fiches des câbles sont bien branchées aux électrodes et que le plastique de protection de l'électrode a bien été retiré. S'assurer que les câbles sont bien connectés (connecteur bien inséré dans l'appareil). Vérifier si les câbles et les électrodes ne sont pas abîmés. Si le problème persiste, contacter le fabricant.
- **MIO-IONOTENS s'éteint pendant le fonctionnement.** Il est conseillé de recharger les batteries et de recommencer le traitement. Si le problème persiste contacter le fabricant.
- **MIO-IONOTENS ne permet pas de régler l'intensité de sortie ou ne maintient pas la valeur réglée et se réinitialise.** Nous vous conseillons de remplacer les batteries et de recommencer le traitement. Si le problème persiste, contacter le fabricant.

Assistance

Le fabricant a l'exclusivité en ce qui concerne les interventions d'assistance technique sur l'appareil. Pour toutes interventions d'assistance technique, s'adresser à :

I.A.C.E.R. S.r.l.

Via S. Pertini, 24/a • 30030 Martellago (VE) - ITALIE
Tél. +39 041 5401356 • Fax +39 041 5402684

Une éventuelle documentation technique concernant les pièces réparables peut être fournie, mais seulement moyennant l'autorisation préalable de la société et uniquement après avoir fourni les instructions nécessaires au personnel préposé aux interventions.

Pièces de rechange

Le fabricant s'engage à fournir les pièces de rechange originales pour l'appareillage à tout moment. Pour les demander :

I.A.C.E.R. S.r.l.

Via S. Pertini, 24/a • 30030 Martellago (VE) - ITALIE
Tél. +39 041 5401356 • Fax +39 041 5402684

Afin de maintenir la garantie, la fonctionnalité et la sécurité du produit, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement les pièces de rechange originales fournies par le fabricant.

Garantie (nous vous conseillons de remplir et d'envoyer la carte bleue de garantie).

MIO-IONOTENS bénéficie d'une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat sur les parties électroniques. Les batteries, le chargeur, les câbles de connexion bénéficient d'une garantie de 6 mois ; les parties sujettes à l'usure (électrodes) sont exclues de la garantie, sauf défauts évidents de fabrication.

La garantie tombe en cas de détérioration frauduleuse de l'appareil et en cas d'intervention sur celui-ci de la part de personnes non autorisées par le constructeur ou par le revendeur agréé.

Les conditions de garantie sont celles décrites dans les "Normes de garantie".

Envoyer la carte bleue et conserver la carte verte.

Remarque : pour valider la garantie, l'acheteur doit remplir entièrement le coupon approprié et l'envoyer au constructeur avec le cachet du revendeur (coupon bleu de validation de la garantie).

Dans le cas d'intervention sous garantie, l'appareil doit être emballé de manière à éviter les dommages pendant le transport et envoyé au constructeur avec tous les accessoires, en ayant soin de remplir entièrement le coupon d'assistance (coupon vert d'assistance). Pour bénéficier des interventions sous garantie, l'acheteur devra envoyer l'appareil accompagné de la carte verte de garantie signée par le revendeur avec le reçu ou la facture prouvant la provenance correcte du produit.

Normes de garantie.

1. Nous conseillons à l'acheteur de remplir le coupon bleu de validation de la garantie et de l'envoyer en l'affranchissant au constructeur immédiatement après l'achat, avec le cachet du revendeur.
2. En cas d'intervention sous garantie, l'acheteur devra remplir entièrement le coupon vert d'assistance et l'envoyer avec l'appareil au constructeur. Le reçu ou la facture d'achat devra être joint à la marchandise au moment de son expédition.
3. La durée de la garantie est de 24 mois sur les parties électroniques. La garantie est prise en charge par l'intermédiaire du point de vente d'achat ou directement par le constructeur.
4. La garantie couvre exclusivement les dommages du produit qui entraînent un mauvais fonctionnement.
5. Par garantie s'entend exclusivement la réparation ou la substitution gratuite des composants reconnus défectueux dans leur fabrication ou dans le matériel, main d'œuvre comprise.
6. La garantie ne s'applique pas en cas de dommages provoqués par l'incurie ou par une utilisation non conforme aux instructions données, par des dommages provoqués par des interventions de personnes non autorisées, par des dommages dus à des causes accidentelles ou à la négligence de l'acheteur, particulièrement en ce qui concerne les parties externes.
7. La garantie ne s'applique pas, en outre, à des dommages causés à l'appareil par des alimentations non prévues (l'appareil fonctionne avec 4,8 V avec un bloc batterie interne en dotation).
8. Sont exclues de la garantie les parties sujettes à l'usure d'utilisation (ex : électrodes).
9. La garantie n'inclut pas les coûts de transports qui seront à la charge de l'acheteur en relation avec les modes et les délais de transport.
10. La garantie s'éteint au-delà de 24 mois. Dans ce cas les interventions d'assistance seront effectuées en facturant les parties changées, les frais de main d'œuvre et les frais de transport conformément aux tarifs en vigueur.
11. Pour tout litige est seul compétent de manière exclusive le tribunal de Venise.

I.A.C.E.R S.r.l. SU

Sede operativa:

30030 Martellago (VE) - Via. S. Pertini 24/A
Tel +39 041 5401356 - Fax +39 041 5402684

Sede legale:

S. Marco 2757 - 30124 Venezia
Cod. Fisc./P.IVA IT 00185480274
R.E.A. V.E.N. 120250 - M. VE001767
Cap.Soc. € 110.000,00 i.v.
www.iacer.ve.it - iacer@iacer.it