

PEDALIERA ELETTRICA "STARSAN RUN"

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 333211/R

CODICE Nr: 857500

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Realizzata in duralluminio laccato bianco

Compatta ed elegante, di facile utilizzo a casa e al lavoro.

Ideata per riabilitare e/o tonificare braccia e/o gambe, grazie al set di maniglie e pedali forniti di serie.

- Impostazione della velocità di lavoro (30-40-50-60 giri al minuto)
- Impostazione del tempo di esercizio (3-6-9-12-15 minuti)
- Impostazione del senso di rotazione (avanti-indietro)
- Possibilità di visualizzare le calorie bruciate, tempo rimanente e numero delle pedalate effettuate, tutto sul display di comando
- Funzionamento con presa a rete 220 V



Specifiche tecniche:

Larghezza cm41 (pedali inclusi)

Lunghezza cm44

Altezza cm30

Peso kg5,8

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz.1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.