

GARANZIA

Il prodotto è garantito 2 ANNI dalla data di acquisto. Il distributore si riserva il diritto di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fabbricazione o nei materiali usati, senza nessuna spesa per il cliente. La garanzia non è applicabile in caso di danni legati ad un uso improprio, ad abusi, ad alterazioni o ad uno smontaggio effettuato da personale non autorizzato. Per riparazioni, nel rispetto delle suddette condizioni, inviare il prodotto munito della ricevuta di acquisto al rivenditore locale più vicino.

WARRANTY

The product has 2-YEAR warranty from purchase date which is certified by the receipt or invoice. The distributor reserves the right either to repair or replace necessary parts to correct defects in the materials or workmanship without any charge. The warranty does not apply to damage resulting from failure to follow the operating instructions, accidents, abuse, alteration or disassembly by unauthorized individuals. In case you need to get the product repaired and you fulfil the conditions of warranty, send it to the nearest retailer together with the purchase receipt.



CERTIFICATO DI GARANZIA WARRANTY CERTIFICATE

Prodotto / Product _____

Acquistato in data / Purchasing date _____

Rivenditore / Authorized dealer _____

Via / Street _____ Località / Place _____

Venduto a / Sold to _____

Via / Street _____ Località / Place _____

MORETTI S.P.A.

INTERNET: www.morettispa.com E-MAIL: info@morettispa.com

Made in Italy

MA ST707 01 A



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles 3 - Melegnano
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11



LEVITAS



REF **ST707**

RIVESTIMENTO PER CARROZZINE MANUALE D'ISTRUZIONI

WHEELCHAIRS COVER INSTRUCTION MANUAL

Fax +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com

Dispositivo Medico di Classe I
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

Codice ST707

Caratteristiche

Grazie per aver acquistato il rivestimento per carrozzine **"LEVITAS"** by Moretti. Schienale e seduta sono realizzati in fibra cava siliconata e i braccioli sono in poliuretano espanso.

• **ST707** _____ **44x40cm**

Pulizia e manutenzione

Il rivestimento per carrozzine **"LEVITAS"** può essere lavato a mano o in lavatrice a 40°C. Far asciugare per 48 ore lontano dai raggi solari e da fonti di calore. Il dispositivo deve essere sanificato prima che sia utilizzato da un altro paziente.

ATTENZIONE

Seguire sempre le istruzioni riportate sulla etichetta del cuscino.

Medical Device Class I
Directive 93/42 EEC

Code ST707

Technical features

Thank you for purchasing the wheelchairs cover **"LEVITAS"** by Moretti. Backrest and seat are made of silicone cotton wool and armrest are in expanded polyurethane.

• **ST707** _____ **44x40cm**

Cleaning and maintenance

The cushion cover **"LEVITAS"** can be cleaned by hand or in the washing machine (40°C). Dry for 48 hours, far from sun rays and from heat sources. The device has to be sanitized before the use of another patient.

ATTENTION

For cleaning and washing follow carefully product label instructions.