

SFIGMOMANOMETRO DIGITALE RC12V

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MICROLIFE CORPORATION – 431 RuiGuang Road – Nei-Hu, Taipei, Taiwan, ROC

RAPPRESENTANTE EUROPEO: MICROLIFE AG, Espenstrasse 139 – 9443 Widnau – Switzerland

DISTRIBUTORE: MEDILAND srl – Via Delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: SFIGMOMANOMETRO DIGITALE RC12V

CODICE Nr: 860604

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

PESO: 480 g (incluso batterie e bracciale taglia M)
DIMENSIONI: 109 (larghezza) x 134 (lunghezza) x 54 (altezza) mm
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO: da -5 a +50° C
UMIDITA': da 15 a 90% umidità relativa massima
CONDIZIONI DI IMPIEGO: da 10 a 40° C
DISPLAY: LCD (a cristalli liquidi)
METODO DI MISURAZIONE: oscillometrico
SENSORE DELLA PRESSIONE: capacitivo
CAMPO DI MISURAZIONE: SYS/DIA da 30 a 280 mmHg
PULSAZIONI: da 40 a 200 al minuto
CAMPO DI PRESSURIZZAZIONE DEL BRACCIALE: 0-299 mmHg
MEMORIA: memorizzazione automatica ultima misurazione
RISOLUZIONE DEI DATI: 1 mmHg
PRECISIONE: Pressione entro ± 3 mmHg
Battito: $\pm 5\%$ del dato rilevato
ALIMENTAZIONE: 4 Batterie a secco UM-3, misura AA, 1.5 V
ACCESSORI: Bracciale per circonferenza braccio da 22 e 32 cm

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Dall'accensione dell'apparecchio una voce illustrerà la corretta procedura di misurazione fino al completamento. I valori rilevati saranno visualizzati sul display e comunicati dalla voce ripetendoli 4 volte
Volume regolabile
Ideale per ipovedenti
Completamente automatico
Semplice e pratico: 3 funzioni in un unico tasto
Tecnologia *Fuzzy Logic*: personalizza il gonfiaggio del bracciale
Funzione di richiamo dei dati dell'ultima misurazione
Grande affidabilità: strumento testato clinicamente.

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE II

