

DEAMBULATORE ASCELLARE KOMETA ME-016F

Con dispositivo frenante manuale a leva

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale Delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI)

CODICE ISO: 12.06.09.009 - 12.06.09.130

**REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -
Nr: 335414/R**

CODICE Nr: 857142

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Deambulatore con 4 ruote da 100mm, con ascellari, dispositivo frenante manuale a leva con sistema blocco-sblocco, per sicurezza.

- Struttura in acciaio verniciato epossidico, pieghevole, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio seggiolino (optional), tavolino (optional).
- Regolabile in altezza da cm 115 a cm 142
- Larghezza massima cm 56
- Larghezza interna cm 46
- profondità massima cm 78
- profondità interna cm 70
- Ingombro max chiuso cm 94H x 78P x 14 L
- Ruote cm 10 (4")
- Imbottiture ascellari girevoli, regolabili in altezza e larghezza
- Portata massima Kg. 130
- Con dispositivo frenante manuale a leva

Optional :

- Sedile imbottito, rivestimento skay cm 51 x 21 x 5, altezza da terra da cm 61 a cm 67 (ref. 857144)
CODICE ISO 12.06.09.106
- Tavolo imbottito con incavo, rivestimento skay, con appoggi antibrachiali, dimensione cm 60 x 40 x 5 profondità incavo cm 18, regolabile in altezza da cm 107 a cm 133 (ref. 857145)
CODICE ISO 12.06.09.136
- Appoggi antibrachiale, regolabili in altezza da cm 107 a cm 133 (ref. 857146)
CODICE ISO 12.06.09.124

UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO: Pz.1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

