

DEAMBULATORE ASCELLARE KOMETA ME-06

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

CODICE ISO: 12.06.09.009 - 12.06.09.130 - 12.06.09.106 - 12.06.09.142

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 331214

CODICE Nr: 857140

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

deambulatore ascellare con 4 ruote da 100mm, posteriori con sistema frenante. Imbottiture ascellari girevoli, regolabili in altezza e larghezza.

Sistema di chiusura del deambulatore con “maniglia”

Struttura realizzata in acciaio verniciato

Pieghevole e regolabile in altezza da cm 115 a cm 142

Larghezza totale cm 61

Profondità totale cm 77

Altezza sedile da terra cm 61

Dimensioni sedile cm 42x16

Ruote piroettanti diam. 100mm

Freno di stazionamento sulle ruote posteriori

Portata massima kg 130

Peso kg 12,3

Aggiuntivo sedile

Altezza sedile da terra cm 61

Dimensioni sedile cm 42x16



UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz.1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

