

DEAMBULATORE ROLLATOR "KOMETA"

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI)

CODICE ISO: 12.06.09.006 - 12.06.09.130 - 12.06.09.106 - 12.06.09.142

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 5124/R

CODICE Nr: 854901

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

In duralluminio anodizzato epossidico
con freno a pressione sulle ruote posteriori
Pieghevole, con sedile e cestino
Regolabile da cm 84 a cm 95
Larghezza totale cm 60
Lunghezza totale cm 64
Altezza sedile da terra cm 57
Ruote post. gemellari, ruote ant. girevoli da 6" in PU
Portata massima kg 120
Peso kg 6,7



								
cm 60	cm 64	Cm 50	Da cm 84 a cm 95	cm 85 x cm 20 x cm 64	Kg 6,74	Kg 120	6"	6"

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz.1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.