

DEAMBULATORE ROLLATOR "KOMETA"

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI)

CODICE ISO: 12.06.09.009 - 12.06.09.130 - 12.06.09.106 - 12.06.09.142

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 5120/R

CODICE Nr: 857105

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Deambulatore con 4 ruote da 200x50mm, anteriori piroettanti, posteriori fisse. Dispositivo frenante a leva, con sistema di stazionamento. Munito di seggiolino, cestino porta oggetti, vassoio e dispositivo porta bastone/stampelle.

In acciaio laccato grigio con freno a leva, sedile, cestino e vassoio

Pieghevole e regolabile in altezza da cm 78 a cm 96,5

Larghezza totale cm 61

Profondità totale cm 65

Altezza sedile da terra cm 61

Dimensioni sedile cm 42x16

Ruote in PU 200x50, anteriori girevoli


Dispositivo frenante a leva con di freno di stazionamento

Dispositivo porta bastone/stampella

Portata massima kg 130

Peso kg 12,28



								
cm 61	cm 65	cm 43	Da cm 78 a cm 96,5	cm 85 x cm 27 x cm 54	Kg 12,28	Kg 130	8" (mm 200)	8" (mm 200)

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz.1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.