

DEAMBULATORE ROLLATOR "KOMETA"

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI)

CODICE ISO: 12.06.09.009 - 12.06.09.142 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 5126/R**

CODICE Nr: 854900

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

In duralluminio anodizzato epossidico con freno a leva,
sedile e cestino

Pieghevole e regolabile in altezza da cm 84 a cm 95

Larghezza totale cm 61

Larghezza interna cm 45,4

Lunghezza totale cm 60



Altezza sedile da terra cm 57

Ruote anteriori girevoli mm 152 (6")

Portata massima kg 120

Peso kg 6,7



								
cm 61	cm 60	cm 45,5	Da cm 84 a cm 95	cm 88 x cm 26 x cm 60	Kg 6,74	Kg 120	6" (mm 152)	6" (mm 152)

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz.1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.