

## DEAMBULATORE KOMETA MODELLO "DYNAMIC"

### SCHEDA TECNICA

**PRODUTTORE:** MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI)

**CODICE ISO:** 12.06.09.009 - 12.06.09.130 –  
12.06.09.109 - 12.06.09.106 - 12.06.09.142

**REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge  
266/2005) - **Nr: 1130430/R**

**CODICE Nr:** 854859

#### CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

In duralluminio anodizzato epossidico, struttura leggerissima,  
pieghevole per ridurre l'ingombro durante il trasporto.

Regolabile in altezza da cm 84 a cm 99

Completo di freno, sedile e cestino chiuso

Sistema frenante a leva

Dimensioni sedile cm 36x25

Ruote da mm 203 (8") in PU, anteriori girevoli

Portata massima kg 120

Peso kg 7,5



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cm 58                                                                               | cm 68                                                                               | cm 46                                                                               | Da cm 84 a<br>cm 99                                                                 |                                                                                     | Kg 7,5                                                                               | Kg 120                                                                                | 8"<br>(mm 203)                                                                        | 8"<br>(mm 203)                                                                        |

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz.1

**CONFORMITÀ:** MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46  
del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.