

GUANTI DI PROTEZIONE E IMMOBILIZZAZIONE MANI

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: J.T. POSEY COMPANY - 5635 Peck Road
Arcadia, California 91006-0020 USA

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge
266/2005) - **Nr: 129878**

CODICE NR. 302017/2816.



MATERIALI: Imbottitura ad alta densità di schiuma di poliuretano, ricoperto di cotone idrorepellente. Sistema di fissaggio in velcro.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI: Indicati per pazienti che distruggono o non accettano cure mediche (come cannule, sonde, infusori) o autolesionisti. Parte posteriore aerata che permette il controllo della pelle. Parte anteriore con imbottitura che protegge il palmo della mano. Le dita rimangono separate per ridurre la possibilità di presa. Ambidestri. Chiusura sicura con sistema velcro. Con cinture, d'una lunghezza di ca. 120 cm che permettono, se necessario, un ancoraggio. Lavabile in lavatrice.

Cod. 302017/2816 Misura universale.

UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO: Paio 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

