

IMBRAGATURA “KOMETA” CON SUPPORTO TESTA

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl, Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: IMBRAGATURA “KOMETA” CON SUPPORTO PER LA TESTA RINFORZATA, AD AMACA

CODICE ISO: 12.36.03.103

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – **Nr: 289863/R**

CODICE: 855203

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Composizione: nylon100%-bretelle fissaggio PP
- Supporto per la testa cm 66x47
- Larghezza cm 98
- Lunghezza totale cm 140
- Portata massima kg 210
- Unità di confezionamento pz.1



LAVABILE IN LAVATRICE A 40°C CON SAPONE O DETERSIVI NON AGGRESSIVI.

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.