

**MATERASSINO “AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI” KOMET PRESS 20****SCHEDA TECNICA****PRODUTTORE:** MEDILAND srl, Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)**DESCRIZIONE:** MATERASSINO “AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI” KOMET PRESS 20.**CODICE ISO:** 03.33.06.021**REPERTORIO DM – SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 12140/R.****CODICE NR.:** 855601**CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:** .**Materasso a 20 elementi intercambiabili**

- **PVC con trattamento antibatterico**
- **Dimensioni sgonfio:** cm 197 x 94
- **Dimensioni gonfio:** cm 197 x 84 x 10
- **Altezza sezione:** cm 10
- **Numero elementi:** 20
- **Rivestimento:** Vinile (traspirante, idrorepellente)
- **Peso:** Kg 5,5
- **Portata massima:** Kg 180

**UNITÀ di CONFEZIONAMENTO:** Pz. 1**APPLICAZIONE:** materasso per pazienti a medio – alto rischio di decubito o con decubito esistente, in PVC medicale con trattamento antibatterico da abbinare ad un compressore per il suo funzionamento.**CONFORMITÀ:** MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997. IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.