

SCHEDA TECNICA

MATERASSO KOMET PRESS 900

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: MATERASSO KOMET PRESS 900 A
24 ELEMENTI INTERCAMBIABILI.

CODICE ISO: 03.33.06.021

REPERTORIO DM – SSN – (Art. 1 comma 409
legge 266/2005) - **Nr: 4705.**

CODICE NR.: 855390.



CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI: il

kit Kometa ME900 è indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di I, II e III stadio, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. Dotato di valvola CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) permette uno sgonfiaggio rapido del materasso per interventi urgenti di rianimazione. Il compressore è dotato di due LED che indicano il livello della pressione del materasso ed è collegato al materasso attraverso l'utilizzo di tubi anti-schiacciamento, per prevenire piegature e consentire il miglior flusso d'aria. I tubi sono dotati di connettori che permettono un veloce, facile e sicuro collegamento.

Materasso ad elementi intercambiabili

- Dimensioni: 200x90x13 cm
- Peso: 5,5 kg.
- Materiale: PVC antibatterico
- Altezza elemento: 13 cm
- Numero elementi: 24
- Valvola CPR
- Peso Massimo sopportato: 120 kg

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

APPLICAZIONE: materasso per pazienti a medio – alto rischio di decubito o con decubito esistente, in PVC medicale con trattamento antibatterico da abbinare ad un compressore per il suo funzionamento.

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997. IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.