

## CUSCINO FLOWSET

### SCHEDA TECNICA

**PRODUTTORE:** MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

**CODICE ISO:** 03.33.03.012

**REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: **13176/R**.

**CODICE Nr.** 003135 – 003136 – 003137



**MATERIALE:** IN FLUIDO AUTOMODELLANTE “LAVAGEL” SU BASE ANATOMICA IN POLIURETANO.

**CARATTERISTICHE E DIMENSIONI:** Composto da una base anatomica preformata integrata con fluidi automodellanti. L'utilizzo del fluido “Lavagel” ottenuto da elementi di matrice uretanica, totalmente privo di plastificanti, conserva nel tempo ottime caratteristiche elastomeccaniche, a differenza dei comuni gel a base acquosa o siliconata. Il “Lavagel” totalmente inerte, conferisce al cuscino le seguenti qualità:

- Migliore adeguamento anatomico-posturale
- Il fluido, senza “memoria”, riduce i rischi di formazione di piaghe.

Il cuscino è fornito di fodera in cotone elasticizzata, lavabile, traspirante, con base antiscivolo, sistema di fissaggio alla carrozzina e maniglie.

**Cod. 003135**

Larghezza cm 40  
Profondità cm 40  
Altezza cm 6

**Cod. 003136**

Larghezza cm 43  
Profondità cm 40  
Altezza cm 6

**Cod. 003137**

Larghezza cm 45  
Profondità cm 40  
Altezza cm 6

**UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO:** Pz. 1

**CONFORMITÀ:** MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

