

CARROZZINA ELETTRICA KOMETA "FREE"

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI)

DESCRIZIONE:CARROZZINA ELETTRICA KOMETA "FREE"

CODICE ISO: 12.21.27.006

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 11884/R.**

CODICE Nr: 855001

DESCRIZIONE:






- Telaio in acciaio verniciato epossidico, carenatura in ABS
- Struttura leggera di facile montaggio/smontaggio per trasporto nel baule dell'auto
- Schienale, sedile e braccioli in piacevole rivestimento in skay lavabile
- Braccioli regolabili in altezza, ribaltabile ed "allargabili" per il massimo comfort di seduta e necessità di spostamento.
- Pedana ribaltabile
- Sedile regolabile in altezza
- Schienale ribaltabile
- Senza impianto di illuminazione



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Velocità con dispositivo di regolazione da 0 a 6,4 Km/h
- Autonomia di carica (su terreno pianeggiante) 14 Km
- Raggio di sterzata cm 77
- Ostacolo (dislivello) superabile cm 4,5
- Motore DC 24V, potenza 90 W (minima), 300 W (massima)
- Comando PG VSI 50 Ah
- Batterie: Nr. 2 da 12 V - 14 Ah in GEL – peso Kg. 4,5 cad. ca.
- Caricabatterie da 1,5 Ah
- Pendenza massima superabile 6°
- Freno elettromagnetico.
- Ruote anteriori 6" x 2" PU.
- Ruote posteriori 8" x 3" PU.
- Senza impianto di illuminazione.

DIMENSIONI

						
cm 46	cm 40	cm 47 - 53	cm 40	cm 38	cm 86	cm 56,5
	p		Senza batterie			
Cm 110	cm 114	45 Kg	40.5 Kg			

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

Conformità: Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO parte 1. La carrozzina mod. Free è fabbricata secondo le normative Medical Devices Directive MDD 93/42/EEC e rispetta le seguenti normative Europee: EN 1041 – EN 1441 – EN 12182 – EN 12183 ed è marchiato CE. Il seguente dispositivo è di Classe I.

