

CARROZZINA MANUALE K100/2

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE : CARROZZINA KOMETA MOD. **K100/2** STANDARD a doppia crociera

CODICE ISO : 12.21.06.039

REPERTORIO DM – SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr:
6188/R – 6189/R

CODICE PRODOTTO: 854040, 854041.

MATERIALE: Carrozzina standard a struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio)

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI :

- Struttura a doppia crociera rinforzata
- Braccioli estraibili a scrivania mod. K12/2 (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.06.172)
- Pedane estraibili e regolabili in altezza mod. K20
- Larghezza sedile cm 50-55
- Colore "flame" blu/nero brillante

Rif.Cod.ISO : 12.21.06.039

12.24.03.118 (doppia crociera)

12.24.06.175 (sedile sup. cm 45)

12.24.06.172 (bracciolo K12)



Larghezza totale	Larghezza chiusa	Larghezza sedile	Altezza braccioli	Altezza sedile	Altezza totale	Lunghezza totale	Profondità sedile	Altezza schienale	Peso	Portata massima
										
70 75	30 30	50 55	23 23	50 50	93 93	110 110	43 43	43 43	22,50 22,50	140 140

Optional:

- Braccioli estraibili lunghi mod. K11/2
- Pedane estraibili, regolabili ed elevabili in altezza mod. K21 (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.03.109)

Ruote:

Anteriori piene	Soft	200 x 50
Posteriori piene	Soft	24" x 1 3/8

Capacità di portata

kg. 100

CONFORMITA' : Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1.

Vengono fabbricate secondo le normative Medical Device Directive MDD 93/42/EEC e rispetta le seguenti normative 1041 – EN 1441 – EN 12182 – EN 12183 ed è marchiate CE.



Prodotto certificato TÜV (numero TA50140885)