

CARROZZINA MANUALE K105E

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE : CARROZZINA KOMETA MOD. K105E STANDARD con ruote ad estrazione rapida

REPERTORIO DM – SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 6166/R – 6167/R – 6169/R – 6199/R – 6200/R – 6201/R

CODICE PRODOTTO: 854025, 854026, 854027, 854650, 854651, 854652.

MATERIALE: Carrozzina standard a struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio)

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI :

- Braccioli estraibili a scrivania mod. K12 (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.06.172)
- o con braccioli estraibili e regolabili in altezza mod. K13 (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.06.160)
- Pedane estraibili e regolabili in altezza mod. K20
- Ruote posteriori con dispositivo ad estrazione rapida (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.21.106)
- Ruotine ascensore
- Larghezza sedile cm41-43-46
- Colore "flame" blu/nero brillante

Rif.Cod.ISO : 12.21.06.139
12.24.21.106 (dispositivo ad estrazione rapida)
12.24.06.172 (bracciolo ridotto K12)
12.24.06.160 (bracciolo regolabile in altezza K13)



Larghezza totale	Larghezza chiusa	Larghezza sedile	Altezza braccioli	Altezza sedile	Altezza totale	Lunghezza totale	Profondità sedile	Altezza schienale	Peso	Portata massima
										
59	26	41	23	50	93	110	40	43	18	100
61	26	43	23	50	93	110	40	43	19	100
64	26	46	23	50	93	110	40	43	19	100

Optional:

- Braccioli estraibili lunghi mod. K11
- Pedane estraibili, regolabili ed elevabili in altezza mod. K21 (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.03.109)

Ruote:

Anteriori piene Soft 200 x 50
Posteriori piene Soft 24" x 1-3/8"

Capacità di portata: kg. 100

CONFORMITA' : Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1. Vengono fabbricate secondo le normative Medical Device Directive MDD 93/42/EEC e rispetta le seguenti normative europee: EN 1041 – EN 1441 – EN 12182 – EN 12183 ed è marchiate CE.

Prodotto certificato TÜV (numero TA50140885)