

SOLLEVATORE ELETTRICO MOD. KOMETA 270

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl, Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: SOLLEVATORE ELETTRICO MOD. 270 (senza imbragatura)

CODICE ISO: 12.36.03.006

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 11265/R.**

CODICE Nr: 855210

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Sollevatore elettrico completo di imbragatura con supporto per la testa (Cod. 857312). In acciaio laccato epossidico

Dotato di tre sistemi di sicurezza:

- Pulsante di arresto d'emergenza
- Sblocco (discesa) in caso d'emergenza
- Sblocco (discesa) meccanico

Specifiche tecniche:

- Supporto imbragatura girevole a 360°
- Completo di batterie sigillate da 12V (LINAK JUMBO LA34)
- LED di controllo per la carica delle batterie
- Altezza totale cm 135
- Altezza massima da terra di sollevamento con paziente cm 207,5
- Altezza minima del braccio da terra cm 66
- Lunghezza della base cm 121
- Altezza della base da terra cm 11
- Base interna regolabile da cm 66 a cm 115,6
- 2 ruote anteriori gemellari 2 ruote posteriori con disp. frenante
- Portata massima kg 270

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

