

SCOOTER 4 RUOTE MOD. "ARGO"

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI)

DESCRIZIONE: SCOOTER 4 RUOTE MOD. "ARGO"

CODICE ISO: 12.21.27.009 / 12.24.03.163 / 12.24.06.163 (ricond.)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 289066/R.

**CODICE Nr: 854425 (colore blu)
854426 (colore grigio silver)
854427 (colore bronzo)**













DESCRIZIONE: Scooter elettrico realizzato in struttura di acciaio, carenatura in ABS, moderno, esteticamente piacevole. Ideale per utilizzo in esterni.

- Carenatura in ABS disponibile in tre colori (blu, grigio silver, bronzo)
- Sedile imbottito, regolabile in altezza e profondità, girevole a 360°, schienale ribaltabile e reclinabile con poggiatesta, rivestimento in skai elegante "fuoco ritardante"
- Braccioli regolabili in altezza, larghezza e ribaltabili.
- Dispositivo di guida ergonomico, regolabile in inclinazione
- Ruotine antiribaltamento
- Paraurti anteriore e posteriore
- Sistema di illuminazione con luci "stop"
- Freno manuale sul comando e freno elettromagnetico
- Dispositivo di regolazione della velocità da 0 a 10 Km/h
- Pulsante di limitazione della velocità massima a 6 Km/h
- Barra di torsione per terreni sconnessi
- Differenziale motore rinforzato per una maggiore stabilità di guida
- Struttura completamente smontabile per facilitarne il trasporto

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Velocità con dispositivo di regolazione da 0 a 10 Km/h
- Autonomia di carica (su terreno pianeggiante) 32 Km
- Raggio di sterzata cm 124
- Ostacolo (dislivello) superabile cm 10
- Motore DC 24V, potenza 400 W (minima) 1750 W (massima) a quattro poli
- Comando Dynamic Rhino 110 Ah
- Batterie: Nr. 2 da 12 V / 44 Ah ad acido assorbito – peso Kg. 15 cad.
- Caricabatterie da 5 Ah
- Pendenza massima superabile 12°
- Freno elettromagnetico
- Freno manuale
- Ruote anteriori 10" (260x85) Pneumatiche
- Ruote posteriori 10" (260x85) Pneumatiche

DIMENSIONI

						
cm 46	cm 40	cm 64/71	cm 40/48	cm 46	cm 85	cm 130
		p		Senza batterie		
cm 64	cm 115	136 Kg	103 Kg	71 Kg		

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

Conformità: Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO parte 1. Lo scooter mod. ARGO viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Directive MDD 93/42/EEC e rispetta le seguenti normative Europee: EN 1041 – EN 1441 – EN 12182 – EN 12183 ed è marchiato CE. Il seguente dispositivo è di Classe I.