

CARROZZINA ELETTRICA KOMETA "LINE"

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 – 20020 ARESE(MI)

DESCRIZIONE:CARROZZINA ELETTRICA KOMETA "LINE"

CODICE ISO: 12.21.27.009/12.24.06.160/12.24.03.163

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr:** 11902/R.

CODICE Nr: 855004 (cm 40), 855005 (cm 43), 855006 (cm 46)


DESCRIZIONE:

- Telaio in acciaio verniciato epossidico
- Struttura leggera di facile montaggio/smontaggio per trasporto nel baule dell'auto
- Regolazione inclinazione schienale da 0° a 30°
- Regolazione inclinazione sedile da 0° a 10°
- Braccioli regolabili in altezza (Rif. Cod. Min. ISO 12.24.06.160) con regolazione in larghezza
- Pedane fisse
- Pedane estraibili e regolabili in altezza (optional)
- Tela schienale e sedile ignifughe
- Munita di impianto di illuminazione



CARATTERISTICHE TECNICHE





- Velocità con dispositivo di regolazione da 0 a 10 Km/h
- Autonomia di carica (su terreno pianeggiante) 40 Km
- Raggio di sterzata cm 58
- Ostacolo (dislivello) superabile cm 10
- Motori nr. 2 DC 24V, potenza 240 W (minima), 950W (massima) cad.
- Comando PG VSI 50 Ah
- Batterie: Nr. 2 da 12 V / 60 Ah ad acido assorbito – peso Kg. 18,5 cad. ca.
- Caricabatterie da 5 Ah
- Pendenza massima superabile 12° (Kg 113 max) – 10° (136 Kg max)
- Freno elettromagnetico.
- Ruote anteriori 8" (200x50) PU.
- Ruote posteriori 14" (3.00 – 8) PU
- Sistema ammortizzante con sospensioni attive
- Munita di impianto di illuminazione.
- Pedane estraibili, regolabili ed elevabili in altezza (Rif. Cod. Min. ISO 12.24.03.106)



DIMENSIONI

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

Conformità: Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO parte 1. La carrozzina mod. Line viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Directive MDD 93/42/EEC e rispetta le seguenti normative Europee: EN 1041 – EN 1441 – EN 12182 – EN 12183 ed è marchiato CE. Il seguente dispositivo è di Classe I.

						
cm 40	cm 40	cm 52	Da cm 43 a cm 53		Da cm 20 a cm30	cm 48
cm 43	cm 40	cm 52	Da cm 43 a cm 53		Da cm 20 a cm30	cm 48
cm 46	cm 40	cm 52	Da cm 43 a cm 53		Da cm 20 a cm30	cm 48
			p		senza batterie	
cm 109	cm 109	cm 56	Kg 136	Kg 91	Kg 53	
cm 109	cm 109	cm 58	Kg 136	Kg 92	Kg 54	
cm 109	cm 109	cm 61	Kg 136	Kg 93	Kg 55	