

CARROZZINA MANUALE M020

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE : CARROZZINA PIEGHEVOLE AD AUTO-SPINTA MOD. **M020**

REPERTORIO DM – SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 998087/R**

RIF. COD. ISO: 12.21.06.039/12.24.06.172/12.24.21.115



CODICE PRODOTTO: 700231 - 700233

MATERIALE: Carrozzina pieghevole ad auto-spinta a struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio), esecuzione tipo transito a **“TELAIO STRETTO”**

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI :

- Braccioli desk model (scrivania), estraibili, muniti di spondine proteggi abito.
- Pedane regolabili in altezza ed estraibili
- Larghezza sedile cm41-43
- Colore: grigio
- tele sedile e tele schienale ignifughe



larghezza totale	Larghezza Chiusa	Larghezza sedile	Altezza Braccioli	Altezza sedile	Altezza Totale	Lunghezza Totale	Profondità Sedile	Altezza Schienale	Peso	Portat a massi ma
										
Cm 52	Cm 30	Cm 41	Cm 21	Cm 55	Cm 91	Cm 99	Cm 40	Cm 36	Kg 18	Kg 110
Cm 54,5	Cm 30	Cm 43	Cm 21	Cm 55	Cm 91	Cm 99	Cm 40	Cm 36	Kg 18,5	Kg 110

Optional:

- Pedane elevabili

Ruote:

Anteriori piene Soft 200 x 50
Posteriori piene Soft 20X1- 3/8

Capacità di portata

kg. 110



CONFORMITA' : Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1.

Vengono fabbricate secondo le normative Medical Device Directive MDD 93/42/EEC e rispetta le seguenti normative europee: EN 1041 – EN 1441 – EN 12182 – EN 12183 ed è marchiate CE.