

SCOOTER 4 RUOTE MOD. "VELOCE"

SCHEDA TECNICA

PRODOTTURE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: SCOOTER 4 RUOTE MOD. "VELOCE"

CODICE ISO: 12.21.27.009 / 12.24.03.163 / 12.24.06.163 (ricond.)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 11929/R.

CODICE Nr: 854556 (colore apple candy red).
854443 (colore bianco)
854524 (colore blue)



DESCRIZIONE: Scooter elettrico realizzato in struttura di acciaio, carenatura in ABS, moderno, esteticamente piacevole. Ideale per utilizzo in esterni.

- Carenatura in ABS disponibile in tre colori (apple candy red, blue, bianco)
- Sedile imbottito, regolabile in altezza e profondità, girevole a 360°, schienale reclinabile e ribaltabile con poggiatesta, rivestimento in skai elegante "fuoco ritardante"
- Braccioli regolabili in altezza, larghezza e ribaltabili
- Dispositivo di guida ergonomico, regolabile in inclinazione
- Ruotine antiribaltamento
- Paraurti anteriore e posteriore
- Sistema di illuminazione con luci "stop"
- Freno manuale sul comando e freno elettromagnetico
- Dispositivo di regolazione della velocità da 0 a 12 Km/h
- Pulsante di limitazione della velocità massima a 6 Km/h
- Barra di torsione per terreni sconnessi e ammortizzatori posteriori
- Differenziale motore rinforzato per una maggiore stabilità di guida

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Velocità con dispositivo di regolazione da 0 a 12 Km/h
- Autonomia di carica (su terreno pianeggiante) 40 Km
- Raggio di sterzata cm 124
- Ostacolo (dislivello) superabile cm 10
- Motore DC 24V, potenza 400 W (minima) 1750 W (massima) a quattro poli
- Comando Dynamic Rhino2 - 110 Ah
- Batterie: Nr. 2 da 12 V / 44 Ah ad acido assorbito – peso Kg. 15 cad.
- Caricabatterie da 6 Ah
- Pendenza massima superabile 10°
- Freno elettromagnetico
- Freno manuale
- Ruote anteriori 12" pneumatiche rigate
- Ruote posteriori 12" pneumatiche scolpite

DIMENSIONI

						
cm 46	cm 40	cm 64/71	cm 40/48	cm 46	cm 85	cm 130
		p		Senza batterie		
cm 64	cm 115	159 Kg	110Kg	80 Kg		

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

Conformità: Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO parte 1. Lo scooter mod. Veloce viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Directive MDD 93/42/EEC e rispetta le seguenti normative Europee: EN 1041 – EN 1441 – EN 12182 – EN 12183 ed è marchiato CE. Il seguente dispositivo è di Classe I.