

VERTICALIZZATORE VERTIC

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: VILGO – Route de Sainte-Alvére
– Creysse - 24102 Bergerac Cedex – FRANCE

CODICE ISO: 03.48.21.036

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge
266/2005) - **Nr: 26990/R.**

CODICE NR. : 003343

MATERIALE : ACCIAIO SATINATO VERDE SALVIA.

DESCRIZIONE: Verticalizzatore compatto e
completo, assicura una grande
facilità di utilizzo e un'ottima solidità.
Appoggia gambe regolabile a seconda
dell'altezza del paziente.

Smontabile in due parti. Doppio sistema di discesa in caso di
emergenza. Tre anelli per il fissaggio dell'imbragatura.
Caricabatteria integrato e pulsante per il blocco d'emergenza.

Specifiche tecniche:

- 2 ruote anteriori gemellari e 2 posteriori con disp. frenante
- Altezza totale cm 178
- Altezza della base da terra cm 11
- Lunghezza della base cm 113
- Altezza del supporto centrale da terra cm 100
- Altezza della base minima cm 78,5/81/83,5
(in rapporto all'anello a cui si fissa l'imbragatura)
- Altezza della base massima cm 163,5/170/177
(in rapporto all'anello a cui si fissa l'imbragatura)
- Larghezza appoggia gambe regolabile cm 38/44/50
- Peso totale dell'ausilio kg 37
- Portata massima kg 150

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITA' : MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/2/97. IL PRODOTTO
RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

