

PROTEZIONE PER SPONDE LETTO A RULLO

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: S.S. RENOL N.V. – Quai F. Demets 23 – 1070 Brussels (Belgium)

DESCRIZIONE: PROTEZIONE A RULLO

REPERTORIO DM SSN –

CODICE: 390086/RCP20065 RIVESTITO IN POLIURETANO

Dimensione: diametro cm. 20 x 65 x 90



CARATTERISTICHE

Con interno in fibra cava di silicone, è resistente e compatta e rappresenta una buona alternativa alle sponde. Si fissa al telaio o alla rete del letto tramite semplici lacci e consente sia l'utilizzo di un solleva busto sia una facile entrata/uscita dal letto. Per una corretta stabilizzazione i due rulli sono uniti da una base in poliuretano rinforzato, impermeabile all'acqua.

Fuoco ritardante

Manutenzione:
Superficie lavabile



UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997. IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.