

TUTORE D'ANCA NEWPORT LITE

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: ORTHOMERICA PRODUCTS – 6333 N Orange Blossom Trail – Orlando, FL 32810

DISTRIBUTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 856669/R**

CODICE NR. 3662

La nuova ortesi d'anca Newport lite è progettata per fornire protezione e sostegno ai pazienti a rischio di problemi legati all'instabilità d'anca.

INDICAZIONI:

- Procedure chirurgiche mini-invasive
- Riparazione del labbro acetabolare, con o senza riparazione del gluteo mediale
- Riparazione post op del bicipite femorale prossimale
- Controllo della flessione-estensione (ROM) a seguito di procedure chirurgiche
- Prevenzione della dislocazione in pazienti a rischio

CONTROINDICAZIONI:

- Instabilità globale
- Dislocazione anteriore
- Dislocazione cronica

CARATTERISTICHE/BENEFITS:

- Protegge la capsula articolare dell'anca limitando i movimenti di flessione-estensione a seguito di procedure chirurgiche.
- L'articolazione virtuale è facilmente fissata per controllare la flessione, l'estensione, abduzione e l'adduzione dell'anca.
- Memoria propriocettiva
- Facilmente adattabile per fornire una vestibilità perfetta
- Alternativa leggera alle tradizionali ortesi per anca
- Taglia universale, ambidestro
- Il cuscinetto posizionato lateralmente aiuta a mantenere la testa del femore nell'acetabolo
- La cintura addominale è realizzata con linguette tirabili per favorire un allineamento ottimale dell'articolazione.
- Ben tollerato dai pazienti

CINTURA ADDOMINALE

Il sistema a doppia linguetta aiuta il paziente a stringere l'ortesi così come ad indossarla e toglierla.

DESIGN A TRE PUNTI

Aiuta a spingere la testa del femore nell'acetabolo.



NEWPORTLITE		Codice
Ortesi Completa (include presa pelvica, cosciale, asta articolata)		334300
Asta articolata (ricambio)		334301
Componente pelvica (ricambio)		334302
Kit Imbottiture (ricambio)		334303

Unità di confezionamento: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

