



Mediland s.r.l.

Sede Amministrativa:
Viale delle Industrie, 5
20020 Arese (MI)
Tel. 02 997708 r.a.
Fax 02 93585618

Sede Legale:
Via dei Carantani, 1
21100 Varese

Cod. Fisc. e Part. IVA IT 02292840127
Uff. Reg. Imp. di Varese n. 22059
R.E.A. Varese n. 244354
Reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005457
Cap. Soc. € 62.400,00 i.v.

SEDIA DA DOCCIA

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: SEDIA PER DOCCIA MANOVRABILE DALL'ACCOMPAGNATORE

RIF. Cod. ISO: 12.21.03.003

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 925447/R

CODICE Nr: 856035

Struttura telaio in acciaio di alta qualità, laccato epossidico anticorrosione, di colore bianco.

Sedile, con apertura anatomica, e schienale ergonomici in plastica ABS di alta qualità.

Altezza bracciolo dal sedile cm 20

Larghezza totale (da bracciolo a bracciolo) cm 48

Profondità sedile cm 40

Larghezza sedile cm 41

Altezza seduta da terra cm 49

Altezza schienale cm 48

Diametro ruote mm 100 (posteriori con freno)

Portata massima kg 114

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

