

SEDIA DA DOCCIA E DA COMODO

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale Delle Industrie, 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: SEDIA DA DOCCIA E DA COMODO

RIF. Cod. ISO: 09.12.03.003

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr:** 4771/R

CODICE Nr: 856129

- Prodotto in duralluminio rinforzato, verniciato epossidico, antiruggine e anticorrosione.
- Ruote mm127 con freno
- Braccioli ribaltabili
- Schienale in PU, estraibile
- Sedile PU con apertura anatomica per wc
- Appoggia piedi in PA + GF (nylon – poliammide rinforzato di resina poliestere-vetro), regolabili in altezza, estraibili.
- Regolazione base sedile in altezza di cm 5
- Munita di dispositivo WC
- Testata da SGS (test ignifugicità) #GP081202402-2.1 e GP090100089

Specifiche tecniche:

Larghezza seduta cm 46

Profondità seduta cm 46

Larghezza totale cm 56

Lunghezza totale cm 86

Altezza totale cm 97

Regolazione seduta in altezza da cm 50 a cm 55

Portata massima kg 125



L'ausilio è stato progettato per consentire l'evacuazione e l'uso della doccia ai pazienti in posizione seduta.

											
Lunghezza totale	Larghezza totale	Profondità sedile	Larghezza sedile	Altezza sedile da terra	Altezza schienale	Peso	Braccioli regolabili	Altezza totale	Portata massima	Ruote anteriori	Ruote posteriori
cm 86	cm 56	cm 46	cm 46	Regolaz. da cm 50 a cm 55	cm 42	kg 13 ca.	Ribaltabili	cm 97	Kg 125	mm 127	mm 127

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

