

SEDIA DA DOCCIA E DA COMODO

SCHEMA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: SEDIA DA DOCCIA E DA COMODO

RIF. Cod. ISO: 09.12.03.003 / 09.12.03.103

**REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -
Nr: 4777/R**

CODICE Nr: 856125

- Prodotto in duralluminio rinforzato, verniciato epossidico,
- antiruggine e anticorrosione
- Ruote posteriori da 24" soft, **estraibili**
- Ruote anteriori da 5" (mm 127)
- Braccioli ribaltabili
- Schienale in PU, estraibile
- Sedile PU con apertura anatomica per wc
- Appoggia piedi in PA + GF (nylon – poliammide rinforzato di resina poliestere-vetro), regolabili in altezza, estraibili.
- Regolazione base sedile in altezza di cm 5
- Munita di dispositivo WC



Specifiche tecniche:

Larghezza seduta: cm 46

Profondità seduta cm 46

Larghezza totale cm 66

Lunghezza totale cm 103

Altezza totale cm 100

Regolazione sedile in altezza da cm 50 a cm 55

Portata massima kg 125

											
Lunghezza totale	Larghezza totale	Profondità sedile	Larghezza sedile	Altezza sedile da terra	Altezza schienale	Peso	Braccioli regolabili	Altezza totale	Portata massima	Ruote anteriori	Ruote posteriori
cm 103	cm 66	cm 46	cm 46	Regolaz. da cm 50 a cm 55	cm 42	kg 14 ca.	Ribaltabili	cm 100	Kg 125	mm 127	24" soft

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

