

SEDIA DA DOCCIA E DA COMODO BariaMed

SCHEMA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale Delle Industrie, 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: SEDIA DA DOCCIA E DA COMODO

RIF. Cod. ISO: 09.12.03.003 + 09.12.24.106

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 925434/R

CODICE Nr: 856135

- Prodotto in duralluminio rinforzato, verniciato epossidico, antiruggine e anticorrosione.
- Ruote mm127 con freno
- Braccioli ribaltabili
- Schienale in PU, estraibile
- Sedile PU con apertura anatomica per wc
- Appoggia piedi in PA + GF (nylon – poliammide rinforzato di resina poliestere-vetro), regolabili in altezza, estraibili.
- Regolazione base sedile in altezza di cm 5
- Munita di dispositivo WC



Specifiche tecniche:

Larghezza seduta cm 56

Profondità seduta cm 43,5

Larghezza totale cm 66

Lunghezza totale cm 89

Altezza totale da cm 101,5 a cm 106,5

Regolazione seduta in altezza da cm 52 a cm 57

Larghezza totale	Larghezza seduta	Braccioli	Altezza seduta	Altezza Totale	Lunghezza Totale	Profondità Seduta	Altezza Schienale	Peso	Portata massima
									
Cm 66	Cm 56	ribaltabili	Da cm 52 a cm 57	Da cm 101,5 a cm 106,5	Cm 89	Cm 43,5	Cm 44	Kg. 17	Kg. 226

Portata massima kg 226

L'ausilio è stato progettato per consentire l'evacuazione e l'uso della doccia ai pazienti in posizione seduta.

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.