

SEDILE DI TRASFERIMENTO IN VASCA

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: SEDILE DI TRASFERIMENTO IN VASCA.

CODICE ISO:

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 7927

CODICE Nr: 856006

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Sedile e schienale in PVC. Telaio in alluminio anodizzato.

Regolabile da: cm 51 a cm 61.

Portata massima: Kg 114.

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

