

SEDILE PER DOCCIA CON SCHIENALE MOD. DALIA

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 –
20020 Arese (MI)

DESCRIZIONE: SEDIA DA DOCCIA CON SCHIENALE MOD.
DALIA

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge
266/2005) - Nr: **1212118/R**

CODICE Nr: 870560



CARATTERISTICHE TECNICHE:

In duralluminio anodizzato, anticorrosione
Sedile e schienale con rivestimento soft, con fori di drenaggio
Braccioli ribaltabili con rivestimento soft
Regolabile in altezza da cm 35,5 a cm 45
Larghezza sedile cm 45 (con supporti laterali)
Profondità sedile cm 29
Larghezza totale cm 52
Profondità totale cm 46
Altezza complessiva (con schienale) da cm 68 a cm 81
Portata massima kg 100
Peso kg 3,4

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO
1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I
NON INVASIVI.

