

SEDILE PER DOCCIA SENZA SCHIENALE MOD. ALTEA

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 –
20020 Arese (MI)

DESCRIZIONE: SEDIA DA DOCCIA SENZA SCHIENALE MOD.
ALTEA

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -
Nr: 1212117/R

CODICE Nr: 870561



CARATTERISTICHE TECNICHE:

In duralluminio anodizzato, anticorrosione
Sedile con rivestimento soft, fori di drenaggio
Braccioli ribaltabili con rivestimento soft
Regolabile in altezza da cm 35,5 a cm 45
Larghezza sedile cm 45 (con supporti laterali)
Profondità sedile cm 29
Larghezza totale cm 52
Profondità totale cm 46
Portata massima kg 100
Peso kg 3,4

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.