

SCHEDA TECNICA

OFTALMOSCOPIO OPTECK MARK II BASIC

PRODUTTORE: MEDICAL DEVICES (PVT) LTD – Wazirabad Road, Ugoki – Sialkot – 51310, Pakistan.

DESCRIZIONE: OFTALMOSCOPIO MARK II

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 1133261/R**

CODICE: 500253 (astuccio morbido 3,5 V)

Apparecchio diagnostico di alta qualità realizzato per l'utilizzo di medici specialisti e studenti, in diverse esecuzioni, secondo specifiche necessità.

Leggero, fabbricato in materiale resistente agli urti, conveniente, non necessita di alcun intervento di manutenzione nel tempo.

Dotato di un sistema di bloccaggio a baionetta, con lampadina vacuum 3,5 V e reostato per la regolazione dell'intensità della luce.

Il manico zigrinato assicura una presa ottimale e sicura.



Caratteristiche:

Set completo con: Oftalmoscopio Opteck MARK-II BASIC

Manico a batteria

Astuccio morbido

Lampadina di ricambio 3,5V (non inclusa) - (Ref. 833-027-35 / Cod. 500052)

Manico a batteria ricaricabile 3,5 V Li-ion. Batteria non inclusa (cod. 500135 / Ref. 808-065-35)

UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.