

OFTALMOSCOPIO CLASSIC a F.O. VISIO 2000

SCHEMA TECNICA

PRODUTTORE: MEDICAL DEVICES (PVT) LTD – Wazirabad Road, Ugoki – Sialkot – 51310, Pakistan.

DESCRIZIONE: OFTALMOSCOPIO A FIBRE OTTICHE VISIO 2000

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -
Nr: 1133264/R

CODICE: 500255

L'alto livello qualitativo degli strumenti VISIO F.O. è il risultato del controllo scrupoloso in ogni singola fase di produzione, dall'utilizzo di materiali accuratamente selezionati e dell'alta qualità delle fibre ottiche utilizzate. Prodotti realizzati per l'utilizzo di medici specialisti, studenti, in diverse esecuzioni, secondo necessità specifiche.

Tutta la linea VISIO è equipaggiata con lampadine super luminose allo XENON/Alogene.

Tutti i manici sono stati studiati e realizzati per l'utilizzo sia con batterie o facilmente convertibili con batterie ricaricabili senza necessità di componenti addizionali.

Caratteristiche:

Set completo con : Oftalmoscopio VISIO 2000 a fibre ottiche (F.O.)

Manico per batterie ricaricabili Li-ion (senza batterie)

Lampadina di ricambio da 3,5V (Ref. 833-031-35 / Cod. 500054)

Astuccio rigido

Manico ricaricabile a rete, con trasformatore, e batteria da 3,5V Li-ion, inclusa . (Cod. 500136 / Ref. 808-067-35)



UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.