

SCHEDA TECNICA**SET OTO/OFTALMOSCOPIO F.O. OMNI 3000 DELUXE****PRODUTTORE: MEDICAL DEVICES (PVT) LTD – Wazirabad Road, Ugoki – Sialkot – 51310, Pakistan.****DESCRIZIONE: SET OTO/OFTALMOSCOPIO F.O. OMNI 3000 DELUXE****REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1133539/R****CODICE: 500272 (ref. 808-458-01)**

Apparecchi diagnostici tascabili di alta qualità . Realizzati per l'utilizzo di medici specialisti e studenti, in diverse esecuzioni, secondo necessità specifiche.

Leggeri, tascabili, fabbricati in materiale resistente agli urti.

Estremamente conveniente, non necessitano di alcuna manutenzione.

Ideale per visite domiciliari.

Durata di funzionamento sino a 10 ore.

Massima luminosità all'accensione dello strumento e successivo adattamento della luminosità secondo livello di carica effettiva della batteria.

**Caratteristiche:**

Set completo con: Otoscopio OMNI 300 DE LUXE -

Oftalmoscopio OMNI 3000 DE

LUXE a fibre ottiche (F.O.)

1 set di 7 speculum monouso da 2,5 mm

1 set di 7 speculum monouso da 4,0 mm

Lampadina di ricambio per Otoscopio (Ref. 833-033-25 / Cod. 500055)

Lampadina di ricambio per oftalmoscopio (Ref. 833-059-25 / Cod. 500057)

Astuccio rigido

Astuccio morbido con chiusura zipper

Utilizzabile con batterie alcaline di tipo AA (n. 2), non incluse.

UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO: Pz.1**CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.**