

SCHEDA TECNICA**MINI OTOSCOPIO F.O. OMNI 3000****PRODUTTORE: MEDICAL DEVICES (PVT) LTD** – Wazirabad Road, Ugoki – Sialkot – 51310, Pakistan.**DESCRIZIONE:** MINI OTOSCOPIO F.O. OMNI 3000**REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 1133235/R****CODICE: 500221 (ref. 808-450-02 – astuccio morbido)**

Apparecchio diagnostico tascabile di alta qualità . Realizzato per l'utilizzo di medici specialisti e studenti, in diverse esecuzioni, secondo necessità specifiche.

Leggero, tascabile, fabbricato in materiale resistente agli urti.

Estremamente conveniente, non necessita di alcuna manutenzione.

Ideale per visite domiciliari.

Durata di funzionamento sino a 10 ore.

Massima luminosità all'accensione dello strumento e successivo adattamento della luminosità secondo livello di carica effettiva della batteria.

**Caratteristiche:**

Set completo con: Otoscopio OMNI 3000 a fibre ottiche (F.O.)

1 set di 7 speculum monouso da 2,5 mm

1 set di 7 speculum monouso da 4,0 mm

Astuccio morbido

Lampadina di ricambio (non inclusa) - (Ref. 833-033-25 / Cod. 500055)

Utilizzabile con batterie alcaline di tipo AA (n. 2) , non incluse.

UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO: Pz.1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

