

SCHEDA TECNICA

SET OTO/OFTALMOSCOPIO OPTEC MARK II CLASSIC

PRODUTTORE: MEDICAL DEVICES (PVT) LTD – Wazirabad Road, Ugoki – Sialkot – 51310, Pakistan.

DESCRIZIONE: SET OTO/OFTALMOSCOPIO MARK II

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge

266/2005) - **Nr: 1133545/R**

CODICE: 500273 (ref. 808-848-37)

Apparecchi diagnostici di alta qualità realizzati per l'utilizzo di medici specialisti e studenti, in diverse esecuzioni, secondo specifiche necessità. Leggeri, fabbricati in materiale resistente agli urti, convenienti, non necessitano di alcun intervento di manutenzione nel tempo.

Dotati di un sistema di bloccaggio a baionetta, adattabile allo stesso manico, con lampadina vacuum 3,5 V e reostato per la regolazione dell'intensità della luce.

Il manico zigrinato assicura una presa ottimale e sicura.



Caratteristiche:

Set completo con: Otoscopio OPALINE - Oftalmoscopio OPTEC

Manico a batterie ricaricabili NiMH

1 set di 5 speculum monouso 2,5 – 3,5 – 4,5 – 5,5 – 9,0 mm

Lampadina di ricambio 3,5V per otoscopio (Ref. 833-011-35)

Lampadina di ricambio 3,5V per oftalmoscopio (Ref. 833-027-35)

Astuccio rigido

Manico a batteria ricaricabile 3,5 V Li-ion.

Batteria non inclusa (cod. 500135 / Ref. 808-065-35) in sostituzione delle batterie ricaricabili NiMH

UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.