

## CUSCINO FLUID BASE

**PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)**

**DESCRIZIONE: CUSCINO FLUID BASE**

**CODICE ISO: 03.33.03.012**

**REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 13181/R.**

**CODICE Nr. 003132 - 003133 - 003134**

**MATERIALE: IN FLUIDO AUTOMODELLANTE “LAVAGEL” NELLA PARTE ISCHIATICA SU BASE ANATOMICA IN POLIURETANO.**



**CARATTERISTICHE E DIMENSIONI:** Composto da una base anatomica preformata integrata con fluidi automodellanti. L'utilizzo del fluido “Lavagel” ottenuto da elementi di matrice uretanica, totalmente privo di plastificanti, conserva nel tempo ottime caratteristiche elastomeccaniche, a differenza dei comuni gel a base acquosa o siliconata. Il “Lavagel” totalmente inerte, conferisce al cuscino le seguenti qualità:

- Migliore adeguamento anatomico-posturale
- Il fluido, senza “memoria”, riduce i rischi di formazione di piaghe.

Il cuscino è fornito di fodera in cotone elasticizzata, lavabile, traspirante, con base antiscivolo, sistema di fissaggio alla carrozzina e maniglie.

**Cod. 003132**

Larghezza cm 43  
Profondità cm 40  
Altezza cm 5,5

**Cod. 003133**

Larghezza cm 40  
Profondità cm 40  
Altezza cm 5,5

**Cod. 003134**

Larghezza cm 45  
Profondità cm 40  
Altezza cm 5,5

**UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO: Pz. 1**

**CONFORMITÀ:** MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUNGO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.