

FASCE ELASTICHE THERA-BAND

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: THERA-BAND GmbH – Schiesheck 5 –
D-65599 Dornburg-Frickhofen - Germany

DISTRIBUTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie
5 – 20020 Arese (MI) - Italia

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge
266/2005) - **Nr: 141006.**

CODICE NR. FASCE



CODICE RILEVAMENTO SEGMENTI:

Colori disponibili:	Fascia da 1,5 mt	Fascia da 2,5 mt	Rotolo da 5,5 mt	Rotolo da 45,5 mt
Oro / Massima resistenza	-	-	20080	20180
Argento / Ultra resistenza	-	-	20070	20170
Nero / Resistenza speciale	-	-	20060	20160
Blu / extra resistenza	20253	20256	20050	20150
Verde / Resistente	20244	20243	20040	20140
Rosso / Media resistenza	20232	20234	20030	20130
Giallo / Sottile	20224	-	20020	20120
Beige / Extra sottile	-	-	20010	20110

Altri segmenti:

3 Fasce leggere cod. 20403

1,5 mt in scatola individuale




3 fasce resistenti cod. 20413

1,5 mt in scatola individuale



MATERIALI: Realizzate in lattice naturale.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI: Economiche, maneggevoli, versatili, realizzate in lattice, le fasce per esercizi Thera-Band migliorano la muscolatura, la mobilità e la flessibilità. Con esercizi studiati scientificamente sono usate per la riabilitazione di lesioni, il miglioramento delle capacità funzionali delle persone più anziane, delle prestazioni atletiche e per il trattamento di numerose malattie croniche. Certificati dalla società di fisioterapia americana APTA sono riconosciuti in tutto il mondo come sistema d'allenamento, basato sulla resistenza progressiva.



Unità di confezionamento: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.