

**POLTRONA GERIATRICA
PER ESTERNI
SELECTIS****SELECTIS M**

Codice	Descrizione
M10807500-M39	Misura 39 colore cioccolato/beige
M10807500-M45	Misura 45 colore cioccolato/beige
M10807500-M51	Misura 51 colore cioccolato/beige

**SELECTIS MT**

Codice	Descrizione
M10807600MT39	Misura 39 colore cioccolato/beige
M10807600MT45	Misura 45 colore cioccolato/beige
M10807600MT51	Misura 51 colore cioccolato/beige

**SELECTIS ET**

Codice	Descrizione
M10807700ET39	Misura 39 colore cioccolato/beige
M10807700ET45	Misura 45 colore cioccolato/beige
M10807700ET51	Misura 51 colore cioccolato/beige

POLTRONA GERIATRICA PER ESTERNI SELECTIS

Descrizione

SELECTIS M

- **Basculamento meccanico della poltrona** con sistema di pistoni a gas azionabile tramite manopola posizionata sulla barra di spinta posteriore con inclinazione della seduta di -3° per agevolare il trasferimento.
- **Inclinazione automatica del poggia-gambe** legata al movimento di basculamento.
- Seduta con possibilità di regolazione della profondità, tre posizioni a 41, 45 e 49 cm, e dell'altezza, tre posizioni a 46, 50 e 54 cm.
- Ruote posteriori da 300 mm con freno di stazionamento a pedale.
- Ruote anteriori piroettanti con diametro di 125 mm.
- Rivestimenti in PVC con seduta, superficie d'appoggio dello schienale e superficie d'appoggio del poggia-gambe in tessuto Dartex impermeabile e traspirante.
- Cuscino asportabile con rivestimento in tessuto Dartex.
- Sacca portaoggetti situata nella parte posteriore dello schienale.
- Cintura di sicurezza addominale.
- Disponibile con seduta da 39, 45 e 51 cm.

SELECTIS MT

- **Basculamento meccanico della poltrona** con sistema di pistoni a gas azionabile tramite manopola posizionata sulla barra di spinta posteriore.
- **Inclinazione automatica del poggia-gambe** legata al movimento di basculamento.
- **Sistema elettrico di sollevamento/abbassamento del piano seduta** azionabile tramite telecomando per facilitare il posizionamento del paziente. Tale sistema può essere innescato solo in situazione di inclinazione di trasferimento (-3°).
- Seduta con possibilità di regolazione della profondità, tre posizioni a 41, 45 e 49 cm, e dell'altezza, tre posizioni a 46, 50 e 54 cm.
- Ruote posteriori da 300 mm con freno di stazionamento a pedale.
- Ruote anteriori piroettanti con diametro di 125 mm.
- Rivestimenti in PVC con seduta, superficie d'appoggio dello schienale e superficie d'appoggio del poggia-gambe in tessuto Dartex impermeabile e traspirante.
- Cuscino asportabile con rivestimento in tessuto Dartex.
- Sacca portaoggetti situata nella parte posteriore dello schienale.
- Cintura di sicurezza addominale.
- Disponibile con seduta da 39, 45 e 51 cm.

SELECTIS ET

- **Basculamento elettrico della poltrona** con sistema di pistoni a gas azionabile tramite telecomando.
- **Inclinazione automatica del poggia-gambe** legata al movimento di basculamento.
- **Sistema elettrico di sollevamento/abbassamento del piano seduta** azionabile tramite telecomando per facilitare il posizionamento del paziente. Tale sistema può essere innescato solo in situazione di inclinazione di trasferimento (-3°).
- Seduta con possibilità di regolazione della profondità, tre posizioni a 41, 45 e 49 cm, e dell'altezza, tre posizioni a 46, 50 e 54 cm.
- Ruote posteriori da 300 mm con freno di stazionamento a pedale.
- Ruote anteriori piroettanti con diametro di 125 mm.
- Rivestimenti in PVC con seduta, superficie d'appoggio dello schienale e superficie d'appoggio del poggia-gambe in tessuto Dartex impermeabile e traspirante.
- Cuscino asportabile con rivestimento in tessuto Dartex.
- Sacca portaoggetti situata nella parte posteriore dello schienale.
- Cintura di sicurezza addominale.
- Disponibile con seduta da 39, 45 e 51 cm.

Dati tecnici

	Selectis M2	Selectis M3
Larghezza massima scocca	66 cm	72 cm
Larghezza massima base	70 / 72 cm	70 / 72 cm
Profondità massima base	91 cm	91 cm
Altezza braccioli	21 cm	21 cm
Inclinazione scocca	$-3^\circ / +26^\circ$	$-3^\circ / +26^\circ$
Peso	da 33 kg	da 33 kg
Portata	120 kg	120 kg

**POLTRONA GERIATRICA
PER ESTERNI
SELECTIS****Conservazione e smaltimento**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.

Pulire con detergenti e disinfettanti non aggressivi.

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

24 mesi per difetti di fabbricazione

Accessori disponibili

	Selectis M	Selectis MT	Selectis ET
M70822500 - Pedana unica regolabile in altezza	X		
M70821301 - Tavolino laterale destro	X	X	X
M70821302 - Tavolino laterale sinistro	X	X	X
M70822700 - Tavolino con incavo	X	X	X
M70822600 - Cintura pelvica	X	X	X
M30826900 - Cuscino anatomico per poggia-gambe	X	X	X
M70821400-xx - Cuscino antidecubito viscoelastico	X		
M70822300-xx - Cuscino antidecubito viscoelastico		X	X

Altre opzioni

Per i modelli Selectis MT e Selectis ET è prevista la possibilità di alimentazione elettrica con batteria. L'accessorio, pensato per garantire una più ampia versatilità d'utilizzo ed una maggiore autonomia al paziente, comprende la batteria, il caricabatteria ed il cavo di collegamento alla rete.

A richiesta, infine, sono disponibili per tutti e tre i modelli i seguenti colori



Cioccolato/cioccolato



Cioccolato/pistacchio

Produttore

DUPONT MEDICAL - Francia

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE