

**DEAMBULATORE PIEGHEVOLE
ASCELLARE MADRID**

Codice	Descrizione
AD-60	Deambulatore pieghevole ascellare Madrid

Descrizione e indicazioni

Deambulatore a struttura pieghevole in acciaio con quattro ruote piroettanti due delle quali con sistema bloccante. Appoggi sottoascellari rivestiti in poliuretano morbido regolabili in altezza.

Piano seduta in materiale plastico con imbottitura.

Ausilio per la deambulazione indicato nei casi in cui l'utilizzatore non sia in grado di sorreggersi con sufficiente sicurezza ovvero quando sia necessario riattivare la funzione motoria.

Dati tecnici

Portata	100 kg
Diametro tubi telaio	26 mm
Lunghezza massima	78 cm
Larghezza utile	45 cm
Larghezza massima	58 cm compresi galletti di regolazione ascellari
Altezza massima	113 cm
Dimensioni sedile	40 x 19 cm
Diametro ruote	7 cm
Peso	13 kg

**Manutenzione**

Il dispositivo necessita di poca manutenzione, anche se è consigliabile controllare periodicamente lo stato della struttura e, in particolare, il corretto serraggio della vite fulcro crociera e il bloccaggio dei morsetti eccentrici. In caso di necessità e onde ottenere una maggiore tenuta procedere alla registrazione dei morsetti serrando il dado cilindrico.

Periodicamente ed in base alla frequenza di utilizzo, verificare l'usura delle ruote. In caso di abrasioni o altre anomalie, provvedere immediatamente alla loro sostituzione.

Pulizia

Pulire con panno morbido e detergenti non aggressivi.

Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.

Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione.

La garanzia non è applicabile a prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl ed alle parti soggette ad usura.

Codice CND: Y120612**Progressivo di registrazione: 303239****Produttore INTERMED Srl**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE