

Rev. 02  
Febbraio 2011

 **LifeMED**

## Scheda tecnica

M-00.09.232

Sfigmomanometro palmare ad  
aneroide, e latex free

 **INTERMED**  
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
M-00.09.232	Sfigmomanometro ad aneroide di tipo palmare a 1 tubo latex free GAMMA G7

Indicazioni	
Produttore	<b>HEINE Optotechnik, Herrsching (Germany)</b>
CND	C9006
Repertorio	85576/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42

### Indicazioni

Gli sfigmomanometri ad aneroide HEINE GAMMA G<sup>®</sup>, sono realizzati per la misura della pressione arteriosa da rilevare all'avambraccio o alla coscia utilizzando gli appositi bracciali.

### Descrizione

Sfigmomanometro ad aneroide di tipo palmare con sistema di misura a 1 tubo.

Quadrante dal diametro di 56 mm, cifre nere su sfondo bianco per una chiara lettura dei valori, manometro protetto da eccessiva pressione e antishock dotato di un microfiltro per la protezione della valvola e del manometro stesso.

Monopalla di grandi dimensioni, 50 % maggiore in volume per un gonfiaggio rapido del bracciale.

Esclusiva valvola rilascio aria di precisione che consente un controllo del rilascio d'aria fine ed esatto, rapido sgonfiaggio e lunga durata. Un fermo in gomma previene il blocco della valvola.

Chassis superiore realizzato in lega di alluminio e materiale termoplastico (elastomero poliammide / TP), con anello antiurto e antiscivolo.

Cucchiaino regolabile in lega leggera per utilizzatori mancini e destrorsi.

Bracciale calibrato di alta qualità, singolo tubo con chiusura a velcro lavabile.

Design ergonomico perfettamente bilanciato per comfort e facilità d'uso.

**INTERMED s.r.l.**

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Accessori presenti all'interno della confezione

M-00.09.232
Bracciale adulti latex free e monopalla
Astuccio con cerniera

## Caratteristiche tecniche

Parametri rilevati:	Pressione arteriosa
Metodi di misura:	Auscultatorio Riva Rocci Korotkoff
Range di pressione di gonfiaggio:	0-300 mmHg
Pressurizzazione:	Manuale mediante monopalla

## Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

## Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Arrotolare il tubo prolunga del bracciale con cautela evitando di formare angoli.

## Manutenzione e pulizia

### Sfigmomanometro:

Tutte le superfici accessibili dello sfigmomanometro possono essere pulite / strofinate con un panno umido (acqua, detergente con pH neutro).

### Bracciale, Camera d'aria

Il bracciale può essere lavato a mano a 30° C. Prima di procedere al lavaggio togliere la camera d'aria. Tutte le superfici del bracciale, camera d'aria e tubo possono essere pulite/strofinate con un panno umido (acqua, detergente con pH neutro).

Per maggiori informazioni vedere quanto riportato sulle Istruzioni d'Uso.

## Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

### **INTERMED s.r.l.**

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Garanzia

10 anni per difetti di fabbricazione.

## Accessori

Bracciale a 1 tubo, completo

Codice	Descrizione	Dimensioni (cm)	Circonferenza (cm)
<b>M-00.09.700</b>	Bambino piccolo	6 x 28	8 - 13
<b>M-00.09.702</b>	Bambino	10 x 34	13 – 20
<b>M-00.09.704</b>	Adulto piccolo	14 x 53	20 – 29
<b>M-00.09.619</b>	Adulto	14 x 58	29 – 41
<b>M-00.09.615</b>	Obeso / cosciale	20 x 86	>41

Camera d'aria a 1 tubo

Codice	Descrizione	Dimensioni (cm)
<b>M-00.09.661</b>	Bambino piccolo	5 x 15
<b>M-00.09.663</b>	Bambino	8 x 20
<b>M-00.09.664</b>	Adulto piccolo	11 x 23
<b>M-00.09.665</b>	Adulto	12 x 28
<b>M-00.09.667</b>	Obeso / cosciale	18 x 52

Tessuto per bracciali

Codice	Descrizione	Dimensioni (cm)
<b>M-00.09.059</b>	Bambino piccolo	6 x 28
<b>M-00.09.060</b>	Bambino	10 x 34
<b>M-00.09.061</b>	Adulto piccolo	14 x 53
<b>M-00.09.055</b>	Adulto	14 x 58
<b>M-00.09.057</b>	Obeso / cosciale	20 x 86