

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO

RC120	Sedia comoda a 4 ruote
Destinazione d'uso	
Ausilio per evacuazione e mobilità destinato a persone con difficoltà di deambulazione.	
Caratteristiche principali	
Struttura in acciaio cromato. Sedile imbottito. Braccioli estraibili. Pedane ribaltabili lateralmente con poggipiedi regolabili in altezza e lunghezza, estraibili, con poggia gambe. WC facilmente accessibile, schienale estraibile e reclinabile a molla. Rivestimento in sky, facilmente lavabile.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice GMDN	41619
Codice Nomenclatore	12.21.03.003
Codice Classificazione CND	Y122103
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Ruote	10 Cm
Peso Max sopportabile	130 kg
Braccioli	Estraibili
Pedane	Ribaltabili lateralmente, regolabili in altezza.
Schienale	Estraibile
Confezionamento	Polietilene Scatola di cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Tubo	Acciaio cromato
Seduta	Anatomica imbottita rivestita in Sky lavabile
Ruote	Poliuretano

PESO E DIMENSIONI	
Peso	<i>19 Kg</i>
Altezza schienale	<i>54 Cm</i>
Seduta	<i>43 x 42 cm</i>
Larghezza massima	<i>56 cm</i>
Altezza massima	<i>108 cm – Maniglie operatore</i>
ACCESSORI OPZIONALI	
RCR115	<i>Divaricatore</i>
RCR110	<i>Poggiatesta</i>
CBR500	<i>Tavolino</i>
RCR100	<i>Braccioli regolabili in altezza</i>