

SCHEMA TECNICA DI DISPOSITIVO

RC13x	Sedia comoda a 4 ruote
Destinazione d'uso	
Ausilio per evacuazione e mobilità destinato a persone con difficoltà di deambulazione.	
Caratteristiche principali	
Struttura in acciaio cromato. Sedile imbottito. Braccioli estraibili. Pedane ribaltabili lateralmente con poggiatesta regolabili in altezza e lunghezza, estraibili, con poggiatesta. WC facilmente accessibile, schienale estraibile e reclinabile a molla. Rivestimento in sky, facilmente lavabile.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice GMDN	41619
Codice Nomenclatore	12.21.03.006
Codice Classificazione CND	Y122103
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Ruote	20 Cm con freno sulle ruote anteriori
Peso Max sopportabile	130 kg
Braccioli	Estraibili
Pedane	Ribaltabili lateralmente, regolabili in altezza, con poggiatesta
Schiena	Reclinabile a molla
Confezionamento	Polietilene Scatola di cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Tubo	Acciaio cromato
Seduta	Anatomica imbottita rivestita in Sky lavabile
Ruote	Poliuretano

PESO E DIMENSIONI	
Peso	<i>25 Kg</i>
Altezza schienale	<i>54 cm</i>
Seduta	<i>43/48 x 42 cm</i>
Larghezza massima	<i>58,5 cm / 63,5 cm</i>
Altezza massima	<i>106 cm – Maniglie operatore</i>
VARIANTI	
RC139 – Seduta 43	RC132 – Seduta 48
ACCESSORI OPZIONALI	
RCR115	<i>Divaricatore</i>
RCR110	<i>Poggiatesta</i>
CBR500	<i>Tavolino</i>
RCR100	<i>Braccioli regolabili in altezza</i>