

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO

RC14x	Sedia comoda ad auto spinta
Destinazione d'uso	
Carrozzina ad auto spinta per evacuazione e mobilità destinata a persone con difficoltà di deambulazione.	
Caratteristiche principali	
Struttura in acciaio cromato. Sedile imbottito. Braccioli estraibili. Pedane ribaltabili lateralmente con poggipiedi regolabili in altezza e lunghezza, estraibili, con poggia gambe. WC facilmente accessibile, schienale estraibile e reclinabile a molla. Rivestimento in sky, facilmente lavabile. Ruote posteriori pneumatiche.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice GMDN	41620
Codice Nomenclatore	12.21.06.003
Codice Classificazione CND	Y122106
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Ruote	60 cm / 20 cm con freno sulle ruote posteriori
Peso Max sopportabile	130 kg
Braccioli	Estraibili
Pedane	Ribaltabili lateralmente, regolabili in altezza, con poggia gambe
Schienale	Reclinabile a molla
Confezionamento	Polietilene Scatola di cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Tubo	Acciaio cromato
Seduta	Anatomica imbottita rivestita in Sky lavabile
Ruote	Poliuretano

PESO E DIMENSIONI	
Peso	26,5Kg
Altezza schienale	54 cm
Seduta	43/48 x 42 cm
Larghezza massima	64 cm / 69 cm
Altezza massima	104 cm – Maniglie operatore
VARIANTI	
RC140 – Seduta 43	RC142 – Seduta 48
ACCESSORI OPZIONALI	
RCR115	<i>Divaricatore</i>
RCR110	<i>Poggiatesta</i>
CBR500	<i>Tavolino</i>
RCR100	<i>Braccioli regolabili in altezza</i>