

SCHEMA TECNICA DI DISPOSITIVO

RC100	Sedia comoda
Destinazione d'uso	
Ausilio per evacuazione destinato a persone con difficoltà di deambulazione.	
Caratteristiche principali	
Struttura in acciaio cromato. Sedile imbottito. Braccioli estraibili. WC facilmente accessibile, schienale estraibile. Rivestimento in sky, facilmente lavabile.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice GMDN	31056
Codice Nomenclatore	09.12.24.003
Codice Classificazione CND	Y091203
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	130 kg
Braccioli	Estraibili
Schienale	Estraibile
Confezionamento	Polietilene Scatola di cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Tubo	Acciaio cromato
Seduta	Imbottita rivestita in Sky lavabile
Ruote	Poliuretano

PESO E DIMENSIONI	
Peso	<i>10 Kg</i>
Altezza schienale	<i>44 cm</i>
Seduta	<i>43 x 42 cm</i>
Larghezza massima	<i>56 cm</i>
Altezza massima	<i>89 cm – Maniglie operatore</i>
ACCESSORI OPZIONALI	
CBR500	<i>Tavolino</i>
RCR100	<i>Braccioli regolabili in altezza</i>