

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO

RS941	Sedia comoda per doccia ad auto spinta
<i>Destinazione d'uso</i>	
Ausilio per doccia e bagno adatto a persone con difficoltà di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Sedia per doccia e per bagno ad auto spinta, struttura totalmente in alluminio anodizzato, braccioli ribaltabili, pedane poggipiedi in alluminio ribaltabili lateralmente, estraibili e regolabili in lunghezza. Sedile e schienale imbottiti in PVC termosaldato	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	40539
Codice di classificazione CND	Y091203
Codice nomenclatore	09.12.03.003
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max supportato.	110 Kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Alluminio
Seduta	PVC
DIMENSIONI	
Larghezza seduta	41 Cm
Ingombro massimo	106 x 65 Cm
Peso	14,5 Kg
Diametro ruote	62 Cm / 12 Cm