

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO

ST725	Materasso in poliuretano 3 sezioni
Destinazione d'uso	
Dispositivo per uso domiciliare ed ospedaliero, per uso sul letto da degenza per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito di pazienti costretti a lungo degenze	
Caratteristiche principali	
Il materasso ST725 è sezionato in 3 segmenti per meglio seguire il sistema basculante del letto. E' realizzato in poliuretano espanso, a ritardata combustione, di densità 25P e per creare una migliore areazione viene sviluppato a piramidi tronche.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35228
Codice di classificazione CND	Y033306
Codice nomenclatore	03.33.06.003
MATERIALI PRINCIPALI	
Materasso	Poliuretano
DIMENSIONI	
Lunghezza	190 Cm
Larghezza	85 Cm
Altezza	12,5 Cm
Peso	5,7 Kg.
Dimensione singola sezione	65 x 85 Cm
Peso Massimo paziente	120 Kg