

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO

ST728	Materasso in viscoelastico espanso sezione unica
Destinazione d'uso	
Dispositivo per uso domiciliare ed ospedaliero, per uso sul letto da degenza per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito di pazienti costretti a lungo degenze	
Caratteristiche principali	
Materasso bicomponente con base portante, forato e bugnato su tutta la superficie. Realizzato in sezione unica con la base in poliuretano espanso densità 30Kg mc. e la parte superiore in schiuma viscoelastica a bassa resilienza densità 50.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35228
Codice di classificazione CND	Y033306
Codice nomenclatore	03.33.06.003
MATERIALI PRINCIPALI	
Parte superiore	Schiuma viscoelastica
Base	Poliuretano
DIMENSIONI	
Lunghezza	190 Cm
Larghezza	85 Cm
Altezza	14 Cm
Peso	7,2 Kg.
Peso Massimo paziente	120 Kg